

Z1

節亮康護產品有限公司產品手冊

Health Product

Your Smart Health Care Solution Partners

Health care product | Smart home care | Air purification

Red Light Therapy





ZIGLITE[®]
HEALTHCARE



Company Profile

公司簡介

ABOUT US 關於我們

Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd. Incorporated in 2018, we work with our partners to bring their products to the local market. Mainly engaged in the management of health care products, the main customers are hospitals and clinics, homes for the elderly and home patients.

We are committed to the development of excellent health care products, dedicated to the needs of a wide range of different customers, get the best care in the family treatment process, and greatly improve the effect of rehabilitation. Get the best care during the family treatment process and greatly improve the healing effect. We will provide quality products with stable quality and stable performance for customers.

We specialize in a wide range of products, including: health testers, joint protectors, walking and feeding aids, hearing aids, rehabilitation training, disposable incontinence care products, incontinence alarm reminders, daily care products, stress relief products, etc.

what's inside...

PRODUCT CATALOG

公司於2018年成立，我們與合作夥伴一起把他們的產品推向本地市場。以經營康護用品為主，主要客戶為醫院及診所，安老院及家居病人等。

我們致力於發展卓越的康護醫療產品，竭誠照顧廣大不同客戶的需要，在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。務求為客戶提供品質優越及性能穩定的醫療產品。


我們專營的產品種類繁多，包括：健康測試儀，關節護具，助行助食，助聽器，康護訓練，一次性失禁護理用品，失禁警報提醒器，日常護理用品，減壓用品等。



Different light waves

Effects on skin layers

不同光波對皮膚層的作用



Blue 藍光 **410nm-480nm**

Antibacterial and anti-inflammatory,
controls sebum secretion
抗菌和抗炎, 控制皮脂分泌

Red 紅光 **630nm-660nm**

Promotes blood circulation and tissue repair,
reduces pain and inflammation
促進血液循環和組織修復, 減少疼痛和炎症

Infrared 紅外光 **810nm-1060nm**

Deep penetration and thermal therapy effect
to promote cell metabolism
深度滲透和熱療效果, 促進細胞代謝

Near Infrared Therapy Device

近紅外理療儀



4102 P02



4119 P03



4120 P04




4128 P05



4150 P06



4151 P07



41539 P08



4154 P09

Red Light Beauty Instrument

紅光美容儀



4101 P11



4124 P12



4122 P13




4137 P14



4152 P15

Near Infrared Therapy Device

近紅外理療儀



LED Red Light Oral Therapy Pen

LED紅光口腔理療筆

Model: 4102

Features:

- High-transparency glass fiber, high-density glass fiber, excellent light-gathering performance
- Light guide oral device, red light relieves discomfort and promotes healing
- Three working modes: full power mode, gradual increase mode, flashing mode
- Detachable, easy to operate, simple and convenient

- 高通透玻璃光纖，高密度玻璃光纖，聚光性能優越
- 導光柱口腔儀，紅光燈緩解不適，促進癒合
- 三種工作模式：全功率模式、漸強模式、閃亮模式
- 可拆卸使用，容易操作，簡單便捷



Specifications

Product Model 產品型號	4102
Product Function 產品功能	Relieve Discomfort and Promote Healing 緩解不適，促進癒合
Product Material 產品材質	Aluminum 鋁
Applicable parts 適用部位	Oral/Nose 口腔/鼻腔
Power 功率	4W
Wavelength 波長	850nm infrared light + 660nm red light 850nm紅外光+660nm紅光
Battery capacity 電池容量	2600mAh
Power supply 電源供應	USB - Type-c
Size 尺寸	24*2.5*2.5cm
Weight 重量	186g

Instructions

◆取出產品，將導光柱裝入，長按電源鍵，顯示幕幕亮起，短按模式鍵，選擇工作模式，再按一次，切換到下一模式，短按時間鍵選擇物理治療時間，再按一次可切換到下次時間，設置好時間和模式後，短按電源按鈕即可打開設備的工作模式

◆工作時，短按電源按鈕可關閉工作模式。此時，您可以重置工作模式和工作時間。再次短按電源按鈕，新設置的工作模式和工作時間將打開。

◆工作時，短按電源按鈕可關閉工作模式。再次短按電源按鈕，繼續原來的工作模式和剩餘的工作時間

注意事項：

- ◆自拆卸產品主體可能造成不可逆轉的損害
- ◆請在首次使用前至少4小時將電池充滿電
- ◆避免將紅光直接對準眼睛。

LED Infrared Therapy Gloves

LED紅外理療手套

Model: 4119

Features:

- Relieve joint swelling and pain and promote wound healing
- A dual core: 660nm red light heat compress promotes blood circulation and relieves pain, 850nm near infrared light reduces inflammation and tissue repair
- 30-minute automatic shutdown function
- 緩解關節腫脹和疼痛, 促進傷口癒合
- 一株雙芯: 660nm紅光熱敷促進血液循環緩解疼痛, 850nm近紅外光減少炎症和組織的修復
- 30分鐘自動關機功能



Specifications

Product Model 產品型號	4119
Product Function 產品功能	Relieve Discomfort and Promote Healing 緩解不適, 促進癒合
LED	50 PCS
Applicable parts 適用部位	Hands 手部
Wavelength 波長	850nm infrared light + 660nm red light 850nm紅外光+660nm紅光
Timer 計時器	30 minutes/time 30分鐘/次
Irradiance 輻照度	0 inches: >150mw/cm ² 0英寸: >150mw/cm ²
Model 模式	Red light mode, infrared mode, alternating red light and infrared (pulse) 紅光模式、紅外模式、紅光和紅外線交替(脈衝)
Size 尺寸	28*18.6cm
Weight 重量	91g

Instructions

- ◆ 插入交流插座, 所有LED打開。或使用充電寶為設備供電。充電寶輸出建議等於或超過5V 2A
- ◆ 距離: 0英寸為最佳效果, 任何地方你遭受關節疼痛
- ◆ 選擇選項當按下快速開關顯示綠色指示燈時, 產品進入低溫模式
 - a. 按下按鈕, 所有的指示燈都亮著。
 - b. 再按一次, 只有紅外led亮, 紅色LED滅
 - c. 再次按下, 紅燈和紅外光間隔5秒交替。此模式伴有脈衝功能, 同時再次按下, 所有LED熄滅。
- ◆ 在任何工作模式下, 按下3秒以上開關藍色指示燈亮, 產品進入高溫模式。進入高溫模式後, 再次按住3秒, 產品將退出高溫模式。

注意事項:

- ◆ 照射距離以感覺舒服為準。
- ◆ 不要用眼睛直視紅外線燈泡。
- ◆ 注意遠離各種易燃物品, 設備注意通風散熱。
- ◆ 不適用於兒童和孕婦。

LED Infrared Therapy Light Strip

LED紅外理療燈帶

Model: 4120

Features:

- LED light and EMS dual effect therapy belt
- Promote blood circulation in the legs and relieve discomfort of restless legs syndrome
- 30 minutes automatic shutdown function
- One plant, three cores: 660nm red light heat compress promotes blood circulation and relieves pain, 850nm near-infrared light reduces inflammation and tissue repair
- LED燈和EMS雙效治療帶
- 促進腿部血液循環,緩解不寧腿綜合症不適
- 30分鐘自動關機功能
- 一株三芯: 660nm紅光熱敷促進血液循環緩解疼痛, 850nm近紅外光減少炎症和組織的修復

Specifications

Product Model 產品型號	4120
Product Function 產品功能	Relieve Discomfort and Promote Healing 緩解不適, 促進癒合
LED	150 PCS
Applicable parts 適用部位	Legs/whole body 腿部/全身
Wavelength 波長	850nm infrared light + 660-640nm red light 850nm紅外光 + 660-640nm紅光
Timer 計時器	30 minutes/time 30分鐘/次
Irradiance 輻照度	0 inches: >150mw/cm ² 0英寸: >150mw/cm ²
Model 模式	6 levels adjustable 6檔可調
Size 尺寸	76*12.7cm
Weight 重量	280g



Instructions

- ◆ 插入交流插座或者使用充電寶為設備供電, 所有LED打開。(電源輸出建議等於或大於5V 2A)
- ◆ 距離: 0英寸為最佳效果, 在任何地方你遭受關節疼痛
- ◆ 選擇選項: 按下電源開關, 電源開關指示燈亮
- 1) 按“R”鍵時, LED電源指示燈亮綠色, 產品加熱溫度為39°C+2°C
 - a. 第一次按下, 所有指示燈亮起; b. 再按一次, 只有近紅外LED亮, 紅色LED滅; c. 按第三次, 只有紅色LED亮, 近紅外滅; d. 按第四次, 然後所有的LED都熄滅了。
- 2) 第一次按“C”鍵時, LED電源指示燈亮藍色, 產品加熱溫度為43°C+ 2; 再次按下, LED電源指示燈亮紅色, 產品加熱溫度為47°C+ 2°C
- 3) 當按下“M”鍵時, 可從1-6種模式中分別選擇EMS模式, 每次點擊可切換到下一種模式
- 4) “+”鍵為“強化EMS”, 每點擊一次提升一級, 直到第9級
- 5) “-”鍵為“弱化EMS”, 每次點擊弱化一級, 直至弱化1級
- ◆ 使用頻率: 每天使用1-2次, 持續使用至少4周, 每次建議在一個治療區域使用20分鐘。

注意事項:

- ◆ 照射距離以感覺舒服為準。
- ◆ 不要用眼睛直視紅外線燈泡。
- ◆ 注意遠離各種易燃物品, 設備注意通風散熱。
- ◆ 不適用於兒童和孕婦。

LED Infrared Therapy Light Strip

LED紅外理療燈帶

Model: 4128

Features:

- Heats up and keeps warm, can be used on multiple parts of the body, even small pets
- 120 heating lamp beads to ensure even heating
- Power bank pocket: convenient for carrying power bank, convenient for going out
- One plant, three cores: 660nm red light heat compress promotes blood circulation and relieves pain, 850nm near-infrared light reduces inflammation and tissue repair
- 發熱保暖, 多部位可使用, 小寵物也可以用
- 120顆發熱燈珠, 確保受熱均勻
- 充電寶口袋: 方便攜帶充電寶, 出門便捷
- 一株三芯: 660nm紅光熱敷促進血液循環緩解疼痛, 850nm近紅外光減少炎症和組織的修復



Specifications

Product Model 產品型號	4128
Product Function 產品功能	Relieve Discomfort and Promote Healing 緩解不適, 促進癒合
LED	120 PCS
Wavelength 波長	850nm infrared light + 660nm red light 850nm紅外光 + 660nm紅光
Timer 亮度設置	5 levels of dimming (L4, L3, L2, L1, L0) 5檔調光 (L4、L3、L2、L1、L0)
Time setting 時間設定	5 levels (5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes) 5檔定時 (5、10、15、20、25、30分鐘)
Size 尺寸	45*21cm
Weight 重量	177g

Instructions

- ◆按控制器上的開/關按鈕打開或關閉設備
- ◆增加或減少按鈕, 在LO-L4之間調節光強度
- ◆定時器按鈕可以設置為5到30分鐘 (間隔為5分鐘), 達到您選擇的設置後, 將自動關閉。在開啟狀態下想要關機, 請按住開/關按鈕兩秒鐘。您應該會看到顯示幕關閉。

- ◆將腰帶纏繞在您的腰部或您想要治療的身體任何部位, 纏繞部位緊貼皮膚, 不要纏繞在任何衣物上。將腰帶的LED治療面板朝向所需區域。綁帶緊緊系緊腰帶, 但不要太緊, 以免引起不適。

注意事項:

- ◆可以接觸皮膚使用。
- ◆本產品使用後即開始發熱, 不使用產品時請關閉電源。
- ◆使用後, 應存放於通風乾燥處。
- ◆產品請勿重壓, 否則會損壞。
- ◆不要用眼睛直視紅外線燈泡。
- ◆USB充電口拔出不要太用力, 否則會折斷。
- ◆產品清潔, 要關閉電源, 使用濕布擦拭, 並用毛巾擦幹。
- ◆請勿在水中浸泡或沖洗, 不要使用強力清潔劑清洗。
- ◆請勿在本機上使用酒精、噴霧或強溶劑。

LED Infrared Heating Therapy Shawl

LED紅外線發熱理療披肩

Model: 4150

Features:

- Red light hot compress shawl, enhance blood circulation, dredge shoulder and neck back stasis, relieve shoulder and back stiffness and soreness;
- Shoulder, neck and back large area hot compress, simple and convenient operation, you can perform physiotherapy at home;
- Five-stage treatment mode, suitable for different users' needs;
- A dual core: 660nm red light heat compress promotes blood circulation and relieves pain, 850nm near infrared light reduces inflammation and tissue repair
- 紅光熱敷披肩，增強血液迴圈，疏通肩頸背部淤堵，緩解肩背部僵硬酸痛；
- 肩頸背大面積熱敷，操作簡單方便，自己在家即可進行理療；
- 五檔治療模式，適合不同使用者的需求；
- 一株雙芯：660nm紅光熱敷促進血液循環緩解疼痛，850nm近紅外光減少炎症和組織的修復



Specifications

Product Model 產品型號	4150
Product Function 產品功能	Relieve Discomfort and Promote Healing 緩解不適，促進癒合
LED	76 PCS
Applicable parts 適用部位	Shoulders/Neck 肩部/頸部
Wavelength 波長	850nm infrared light + 660nm red light 850nm紅外光 + 660nm紅光
Model 模式	Soft, Medium, Strong, 10Hz Pulse, Breathing Mode 低檔、中檔、高檔、10Hz脈衝、呼吸模式
Time setting 時間設定	2 levels (10, 20 minutes) 2檔定時(10、20分鐘)
Size 尺寸	45*48cm
Weight 重量	177g

Instructions

- ◆將LED理療燈放置在您的後肩上並系好肩帶。
- ◆長按側面的電源按鈕啟動設備，進入低功率模式和10分鐘計時器的默認設置，並發出一聲“嗶”聲。
- ◆設備運行時，輕按電源開關鎖定。
- ◆按下“火焰”按鈕，可切換5種模式：1-低、2-中、3-高、4-10Hz脈衝、5-呼吸模式。
- ◆按下“波形”按鈕，可選擇10或20分鐘自動關閉計時器。10秒無操作後，螢幕將恢復並顯示當前模式。
- ◆充電時，設備將無法工作。
- ◆設備將發出5聲“嗶”聲並快速閃爍，表示電池電量低。
- ◆充電時，電池指示燈慢速閃爍，充滿電後常亮。

注意事項：

- ◆請勿用於嬰兒。
- ◆如果您感到不適，請立即停止使用並聯系您的醫生。
- ◆僅使用提供的電源。
- ◆不使用時從插座拔下插頭，以避免絆倒危險。
- ◆不要用眼晴直視紅外線燈泡。
- ◆每個區域的使用時間不得超過20分鐘。
- ◆在使用過程中，請勿使用任何物體覆蓋設備。

LED Infrared Shoulder And Knee Pad Light Belt

LED紅外護肩護膝燈帶

Model: 4151

Features:

- One plant, three cores: 660nm red light heat compress promotes blood circulation and relieves pain, 850nm near-infrared light reduces inflammation and tissue repair;
- Stimulate nerve endings, promote the release of endogenous analgesics, and relieve pain;
- Relax muscles, relieve muscle spasms and stiffness, and reduce pressure on knee joints;
- Promote soft tissue repair, stimulate collagen synthesis, and promote soft tissue repair and regeneration;
- Wide range of applications, universal knee and shoulder pads, suitable for men, women, old and young
- 一株三芯：660nm紅光熱敷促進血液循環緩解疼痛，850nm近紅外光減少炎症和組織的修復；
- 刺激神經末梢，促進內源性鎮痛物質釋放，緩解疼痛；
- 放鬆肌肉，緩解肌肉痙攣和僵硬，減輕膝蓋關節的壓力；
- 促進軟組織修復，刺激膠原蛋白合成，促進軟組織修復再生；
- 適用範圍廣，護膝護肩通用款，男女老少皆宜



Specifications

Product Model 產品型號	4151
Product Function 產品功能	Relieve Discomfort and Promote Healing 緩解不適，促進癒合
LED	80 PCS
Wavelength 波長	850nm infrared light + 660nm red light 850nm紅外光 + 660nm紅光
Model 模式	5 levels adjustable 5檔可調
Size 尺寸	Total length 62cm, red light strip length 21cm 總長62cm，紅光帶長度21cm
Weight 重量	153g

Instructions

◆連接方法：

將USB轉接器連接到電源。然後將另一端連接到控制器上，控制器應直接連接到您的紅光燈帶護膝上。

控制器的使用方式：

- 1:短按啟動70%亮度；
- 2:按80%亮度；
- 3:短按100%光；
- 4:短按10HZ (100%亮度)；
- 5:按住以40HZ (100%亮度) 開機
- 6:按住以關閉電源2秒鐘。默認關閉需要20分鐘。

注意事項：

- ◆請勿用於嬰兒。
- ◆不要直接用眼睛直視紅外線燈泡。
- ◆如果您感到不適，請立即停止使用並聯系您的醫生。
- ◆僅使用提供的電源。
- ◆不使用時從插座拔下插頭，以避免絆倒危險。
- ◆每個區域的使用時間不得超過20分鐘。
- ◆在使用過程中，請勿使用任何物體覆蓋設備。


LED Infrared Dual Color Therapy Lamp Panel

LED紅外雙色美容理療燈盤

Model: 41539

Features:

- The red and near-infrared light are mixed to facilitate better absorption of their respective spectra with dual light gain, providing versatility for overall health;
- 660nm red light (beautifying spectrum): reduces scars, reduces weight, promotes collagen production, and makes the skin healthier and more hydrated;
- 850nm near-infrared light (physical therapy spectrum) can penetrate deep into the body, promote muscle recovery, and relieve joint pain;
- 紅光和近紅外光混合,有利於在雙重光增益的作用下更好地吸收各自的光譜,為整體健康提供多功能性;
- 660nm紅光(美顏光譜):淡化傷疤、減肥、促進膠原蛋白的產生,使皮膚更加健康和水潤;
- 850nm近紅外光(理療光譜)能深入體內,促進肌肉恢復,緩解關節疼痛;



Specifications

Product Model 產品型號	41539
Product Function 產品功能	Beauty treatments 美容理療
Material 材質	Aluminum Alloy+ PC cover 鋁合金+PC罩
LED Wavelength LED波長	Red 660nm 145pcs + IR 850nm 144pcs Blue light 460nm 289pcs 紅光 660nm 145pcs + 紅外 850nm 144pcs 藍光 460nm 289pcs
Brightness selection 亮度	5 levels (L0, L1, L2, L3, L4) 5檔可選 (L0, L1, L2, L3, L4)
Time setting 時間設定	6 levels (5, 10, 15, 20, 25, 30minutes) 6檔定時 (5, 10, 15, 20, 25, 30分鐘)
Light source color 光源顏色	Red / Blue 紅光 / 藍光
Size 尺寸	30*30*1cm
Weight 重量	463g

Instructions

- ◆理療:使用時需緊貼皮膚,不要纏繞在任何衣物上,有助於更好的滲透。建議使用15-30分鐘長,一般維護理療15-20分鐘,治療理療20-30分鐘。推薦照射距離20-30釐米,可以根據皮膚情況進行調整。
- ◆美顏:1.使用前一定要卸妝清潔面部,做好面部保濕後再照射。2.對於第一次使用,建議使用10-15分鐘,以免皮膚不適。3.照射距離建議30-40cm,可根據皮膚情況調整。

注意事項:

- ◆請勿用於嬰兒。
- ◆不要用眼睛直視紅外線燈泡。
- ◆如果您感到不適,請立即停止使用並聯系您的醫生。
- ◆僅使用提供的電源。
- ◆不使用時從插座拔下插頭,以避免絆倒危險。
- ◆每個區域的使用時間不得超過20分鐘。
- ◆在使用過程中,請勿使用任何物體覆蓋設備。

LED Infrared Handheld Physiotherapy Device

LED紅外手持理療儀

Model: 4154

Features:

- The far infrared and near infrared rays work together. The far infrared rays penetrate deep into the subcutaneous tissue to improve deep circulation, while the near infrared rays accelerate muscle repair and inflammation relief.
- Through the molecular thermal motion effect, the local tissue temperature is increased by 3-5°C, cell metabolic activity is activated, and collagen synthesis is promoted;
- Far infrared rays reduce the sensitivity of nerve endings, stimulate the secretion of endorphins, and effectively relieve muscle and joint pain;
- The foldable bracket design is suitable for multi-part irradiation and is easy to use.
- 採用遠紅外線和近紅外線協同作用，遠紅外線深入皮下組織改善深層迴圈，近紅外線加速肌肉修復與炎症消退；
- 通過分子熱運動效應，提升局部組織溫度3-5°C，啟動細胞代謝活性，促進膠原蛋白合成；
- 遠紅外線降低神經末梢敏感性，刺激內啡肽分泌，有效舒緩肌肉關節疼痛；
- 折疊支架設計適配多部位照射，使用方便。



Specifications

Product Model 產品型號	4154
Product Function 產品功能	Beauty treatments 美容理療
LED Wavelength LED波長	650 nm*14 PCS / 808 nm*4 PCS
Model 模式	5 levels adjustable 5檔可調
Timing 時間	5 to 30 min, adjustable in 5-min increments 5至30分鐘，以5分鐘為增量可調
Distance from skin 與皮膚的距離	1-8cm
Size 尺寸	22.5*7*5cm
Weight 重量	276g

Instructions

- ◆長按開關按鈕3秒可開啟或關閉設備。
- ◆短按“Power”按鈕可調節光強度。共有4檔可調光強度和一種脈衝模式。
- ◆短按“Timer”按鈕可設定療程時間。可選範圍為5至30分鐘。
- ◆短按開關按鈕啟動治療程式。
- ◆設備具有節能保護功能。當設備未使用時，50秒後會自動關閉。
- ◆治療結束時，會發出三聲短促的蜂鳴提示音。

注意事項：

- ◆請勿將本設備與含有產熱成分（例如辣椒素）的軟膏、藥膏、搽劑、潤唇膏或其他外用止痛藥同時使用，否則可能會導致灼傷。
- ◆請勿在治療區域佩戴金屬配飾，例如按扣、鈕扣、拉鍊或珠寶，因為金屬可能會發熱並導致灼傷。
- ◆請勿將本設備直接用於腫脹或發炎的皮膚區域或開放性傷口。
- ◆請勿在眼睛或眼瞼附近使用本設備。
- ◆使用本設備時，請務必佩戴護目鏡以保護眼睛。未佩戴護目鏡時，請勿直視鐳射二極體（燈），否則可能會損傷眼睛。
- ◆請將本品放在兒童和寵物接觸不到的地方。

Red Light Beauty Instrument

紅光美容儀



RF Bipolar Red Light Beauty Device

RF 雙極紅光美容儀

Model: 4101

Features:

- The dermal collagen will shrink instantly at 60-70°C. The loose skin will be lifted and tightened after treatment. The dermis is stimulated to restore firmness and elasticity, and wrinkles gradually fade from deep to shallow.
- Fully digital control of radio frequency energy value, release speed, impedance detection, etc., can be accurately treated according to individual skin types. Equipped with a skin infrared temperature sensing system, the treatment is safer and more effective.
- It can stimulate the regeneration of dermal collagen for a long time, perform deep treatment, and has a significant firming effect and lasts for a long time.
- 利用真皮膠原蛋白在60-70°C會產生瞬間收縮。使鬆弛的皮膚在治療後有提拉和收緊的效果。刺激真皮層恢復緊致和彈性，皺紋由深變淺，逐漸淡化。
- 全數位化控制射頻能量值、釋放速度、阻抗檢測等，可根據個人膚質進行精準治療。配備皮膚紅外溫度感應系統，使治療更安全有效。
- 能够長時間刺激真皮層膠原蛋白再生，進行深層治療，緊致效果顯著，持續時間長。



Specifications

Product Model 產品型號	4101
Product Function 產品功能	Beauty and Rejuvenation 美容嫩膚
Model 模式	Sextupole probe & Tripolar probe 六極探頭 & 三極探頭
Timing 時間	30 min 30分鐘
Size 尺寸	23*25*7.8cm
Weight 重量	760g

Instructions

- ◆將設備放在平坦的地面上，以保證進出氣流暢通，默認工作時間為30分鐘（時間到了自動停止，要繼續使用需要重新啟動），默認為三極輸出。
- ◆長按ON/OFF鍵3秒開機，第五個指示燈閃爍6次，然後進入六極探頭（主體）射頻輸入強度範圍。如需切換到三極探頭，需長按ON/OFF鍵3秒，然後第三個指示燈閃爍6次。
- ◆使用本設備前，必須將足夠的原液/精華塗抹在面部/身體上，新增舒適度。當護膚品不再使用時，需要用手按摩，直到產品完全吸收。
- ◆在治療部位塗抹凝膠2-3mm，每次塗抹2-3次，以幫助吸收和調節裝置，設備強度因人而異，您必須從最小級別開始使用。
- ◆在操作過程中，如果手上乾燥，手柄移動不順暢，則再次塗抹凝膠進行操作，緩慢移動手柄，不要將探針停留在同一治療區域超過2-3秒。
- ◆操作結束後，擦去處理區域的凝膠，然後用布或紙巾擦去手柄和電極上殘留的凝膠。
- ◆操作結束後塗抹一些精華液或乳膠來改善皮膚，我們建議您外出時塗抹防曬霜。

治療後注意事項：

- ◆請加強防潮和防曬；
- ◆3天內請不要用熱水洗臉（溫水可用）；
- ◆3天內請不要泡溫泉；
- ◆治療後皮膚乾燥是正常的。注意保濕，我們建議一周敷3次面膜。

LED Colorful Beauty Instrument

LED七彩光子美容嫩膚儀

Model: 4124

Features:

- The foldable design allows you to irradiate different parts of your body as needed. You can use it flexibly in any position, such as lying flat, lying on your side, sitting, or lying prone. You can irradiate any part of your body from head to toe.
- 182 skin care LED lamp beads, scientifically distributed, evenly irradiated, creating a more efficient photon chip
- 利用可折疊設計，可根據需要照射不同的部位，採用平躺、側臥、坐立、俯臥等各個體位均可靈活使用；從頭到腳的各個部位均可照射
- 182顆護膚LED燈珠，科學分佈，均勻照射，打造更高效能的光子晶片



Specifications

Product Model 產品型號	4124
Product Function 產品功能	Beauty and Rejuvenation 美容嫩膚
LED	182PCS
Light intensity 光照強度	0-10 levels adjustable 0-10檔可調
Light source color 光源顏色	Colorful optional/loop 七彩可選/循環
Timing 時間	0 to 60 min, adjustable in 5-min increments 0至60分鐘，以5分鐘為增量可調
Size 尺寸	48*23*30cm
Weight 重量	1250g

Instructions

◆開/關鍵：上電後進入待機狀態；輕按此按鍵進入“開機狀態”，指示燈亮並顯示30分鐘默認時間；再按一下，退出開機狀態並返回待機狀態。

光強度“+”“-”：光強度增強&減弱（01檔最弱，10檔最強）

◆RY（紅光/黃光）切換：按此按鍵1次儀器進入紅光（波長647-760nm）功能模式。按此按鍵2次儀器進入黃光（波長550-580nm）功能模式。按“+”“-”鍵調節亮度。

◆BG（藍光/綠光）切換：按此按鍵1次儀器進入藍光波長（430-455nm）功能模式。按此按鍵2次儀器進入綠光（波長492-550nm）功能模式。按“+”“-”鍵調節亮度。

◆OP（橙光/紫光）切換：按此按鍵1次儀器進入橙光（波長580-647nm）功能模式。按此按鍵2次儀器進入紫光（波長360-430nm）功能模式。按“+”“-”鍵調節亮度。

◆循環光：按此按鍵儀器進入紅、橙、黃、綠、青、藍、紫循環模式。按“+”“-”鍵調節亮度。

◆時間“+”“-”：開機默認為30分鐘工作時間。時間以5分鐘一個單位遞增/遞減，可以連續增加/減少時間，最低為00分鐘；最高為60分鐘；若繼續按鍵會跳到00/60分鐘工作時間。調節範圍00-60分鐘。

◆使用方法：

- 1.照射前做好面部清潔保潔工作
- 2.裸臉照射或者搭配面膜使用
- 3.初次使用，建議照燈10-20分鐘，建立耐受後，逐步增加照燈時長
- 4.同一部位照射時長最多不能超過30分鐘
- 5.照光時需佩戴護目鏡保護眼睛

LED Infrared Beauty Therapy Lamp

LED紅外美容理療燈

Model: 4122

Features:

- Blue light removes acne, inhibits sebaceous gland secretion, and prevents acne recurrence
- Red light and infrared light can remove wrinkles, rejuvenate and whiten the skin, promote new metabolism and relieve pain
- Automatic timer 5 minutes, pulse strobe function, can be directly charged, wavelength can be switched
- 藍光去除粉刺, 抑制皮脂腺分泌, 防止粉刺復發
- 紅光、紅外光能去除皺紋、嫩膚、美白, 促進新的新陳代謝, 緩解疼痛
- 自動定時器5分鐘, 脈衝頻閃功能, 可直接充電, 波長可切換



Specifications

Product Model 產品型號	4122
Product Function 產品功能	Beauty and Rejuvenation 美容嫩膚
LED	9PCS
Wavelength 波長	630:410:850nm (3:3:3)
Light source color 光源顏色	Blue light/red light 藍光/紅光
Size 尺寸	14.3*5*6cm
Weight 重量	205g

Instructions

- ◆ 將電池裝入電池倉(或取掉絕緣片)
- ◆ 第一次按下開關, 所有的燈都亮了
- ◆ 第二次按下開關, 630nm(型號LR-19)或460nm(型號LR-04)亮起並脈衝
- ◆ 第三次按下開關, 660nm和850nm(型號LR-19或630nm和850nm(型號LR-04)亮起並脈衝

注意事項:

- ◆ 距離: 將光從0-1英寸照射到機身。該裝置可直接用於皮膚
- ◆ 照射時間: 每個部位照射5-20分鐘, 視距離而定, 如有需要可在其他部位重複
- ◆ 頻率: 每天做1-2次, 直到感覺到效果
- ◆ 保養: 每週使用幾次。
- ◆ 在享受燈光下進行面部護理時, 請戴上墨鏡

Near Infrared Electric Massage Comb

近紅外電動按摩梳子

Model: 4137

Features:

- Essential oil mist nourishes hair, massages and relieves scalp stress, and 4-step care reduces hair breakage
- Enter red light care, phototherapy care, awaken hair follicles
- Plasma hair care reduces static electricity and makes hair smoother
- Smooth-toothed hair comb to unclog tangled hair and smooth frizz
- 精油霧養發絲, 按摩舒壓頭皮, 4重呵護減少斷髮
- 進紅光護理, 光療護理, 喚醒毛囊
- 等離子護髮, 減少靜電, 秀髮更柔順
- 順發齒髮梳, 疏通打結髮絲, 撫平毛躁



Specifications

Product Model 產品型號	4137
Product Function 產品功能	Massage Nursing 按摩護理
Mode selection 模式選擇	4 types(Mist hair care, NIR near infrared light hair care, plasma hair care, scalp massage) 4種(霧養護髮、NIR近紅外光養髮、等離子護髮、頭皮按摩)
Timing 定時時間	15 min (Vibration Mode) / 5 min (mist mode) 15分鐘(震動模式)/5分鐘(霧養模式)
Size 尺寸	17*7*6cm
Weight 重量	227g

Instructions

◆使用前請插入梳齒板,將精油蛋裝進精油彈倉,開機使用即可。

◆震動模式:長按電源鍵2秒,第一顆藍燈亮,1擋震動開啟,第二顆藍燈亮,2擋震動開啟,此時再次短按電源鍵,第三顆藍燈亮,震動關閉,如此循環,長按兩秒關機。

◆近紅外光養髮模式&等離子護髮模式:長按2秒開機,近紅外光養髮模式及等離子護髮模式與震動同時開啟,第三顆藍燈亮是僅近紅外光養髮模式及等離子護髮模式工作,機器關機即結束。

◆霧養模式:長按霧化鍵2秒,第四顆藍燈亮,5秒後出霧,髮絲一順到底,再長按一次霧化按鍵,第四顆藍燈熄滅並停止出霧。

注意事項:

- ◆6歲以下兒童禁用,其他兒童需要在成人監護下使用;
- ◆請勿在水源、潮濕、高溫等環境下使用。如需清洗梳齒板,請取下後沖洗並確認乾爽後才可安裝使用;
- ◆請勿阻塞霧化排出口,使用結束後請關閉電源,外出時務必啟動按鍵鎖定功能;
- ◆按摩處皮膚損傷、淤血、實施過手術者請勿使用;
- ◆產品適用於人體的頭皮和頭髮,請勿在其他地方使用,使用後出現身體不適或異常時請立即停止使用;
- ◆請勿在髮梳上直接塗抹髮劑。請勿作為洗發梳等工具使用。

MINI Red Light Skin Care Instrument

MINI紅光美膚儀器

Model: 4137

Features:

- A dual core in one; red light and near-infrared light are mixed, facilitating better absorption of their respective spectra with dual light gain, providing versatility for overall health;
- 660nm red light (beautifying spectrum): reduces scars, reduces weight, promotes collagen production, and makes the skin healthier and more hydrated;
- 850nm near-infrared light (physical therapy spectrum) can penetrate deep into the body, promote muscle recovery, and relieve joint pain;
- 一株雙芯;紅光和近紅外光混合,有利於在雙重光增益的作用下更好地吸收各自的光譜,為整體健康提供多功能性;
- 660nm紅光(美顏光譜):淡化傷疤、減肥、促進膠原蛋白的產生,使皮膚更加健康和水潤;
- 850nm近紅外光(理療光譜)能深入體內,促進肌肉恢復,緩解關節疼痛;

Specifications

Product Model 產品型號	4137
Product Function 產品功能	Physical therapy and beauty 理療美容
LED	12PCS
Light Source Power 光源功率	60W
Wavelength 波長	660:850nm(12:12)
Timing 定時時間	Default 10 minutes 默認10分鐘
Protection level 防護等級	IP 40
Size 尺寸	15*9*4cm
Weight 重量	600g



Instructions

- ◆從拉鍊盒中取出Mini 60紅光治療儀以及USB線和轉接器。將USB線插入設備的右角,將另一端插入轉接器,然後插入電源。打開主電源,開始為設備充電。
- ◆要檢查充電和電池電量,請打開電池按鈕。一旦電量達到3個綠燈,您的面板就充滿電,可以使用了。你可以按下電池按鈕再次檢查電池電量,它會在3-4秒內自動關閉。
- ◆如果你對你的紅光治療面板不敏感,你可以簡單地打開和關閉按鈕,開始你的紅光治療之旅。

注意事項:

- ◆不要直視LED或其在鏡子中的反射,這會對眼睛造成暫時的刺激。
- ◆不要讓兒童在無人監督或無人看管的情況下使用它。
- ◆不要將設備放入液體中;不要用任何液體清洗本設備;不要用濕手觸摸。
- ◆請勿在潮濕的皮膚上使用本設備。
- ◆不要在熱表面上或附近使用。
- ◆不要在易燃或可燃產品附近或可能存在蒸汽的地方操作,可能會發生火災爆炸。
- ◆不要對殘疾人、睡覺的人或失去知覺的人使用本設備
- ◆不要在開放性傷口上使用本設備。
- ◆不要與藥膏,香膏或藥膏一起使用。



Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.
節亮康護產品有限公司

Hong Kong Office Address

Room B3, 18/F Bonsun Industrial Building, 364-366 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Office Hour : Mon - Fri : 9:30 - 5:30pm

Email : info@ziglite.com

Office : +852 3107 7500

Fax: +852 3544 0462

Whatsapp : +852 6827 2010



www.ziglite.com