



節亮康復產品有限公司產品手冊

# Health Product

Your Smart Health Care Solution Partners  
Health care product | Smart home care | Air purification

## Walking Aids





**Z** IGLITE<sup>®</sup>  
HEALTHCARE



# Company Profile

## 公司簡介

### ABOUT US 關於我們

---

Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd. Incorporated in 2018, we work with our partners to bring their products to the local market. Mainly engaged in the management of health care products, the main customers are hospitals and clinics, homes for the elderly and home patients.


We are committed to the development of excellent health care products, dedicated to the needs of a wide range of different customers, get the best care in the family treatment process, and greatly improve the effect of rehabilitation. Get the best care during the family treatment process and greatly improve the healing effect. We will provide quality products with stable quality and stable performance for customers.

We specialize in a wide range of products including: anti-virus and air freshening, incontinence care, mobility aids, decompression supplies, etc.

公司於2018年成立，我們與合作夥伴一起把他們的產品推向本地市場。以經營康護用品為主，主要客戶為醫院及診所，安老院及家居病人等。

我們致力於發展卓越的康護醫療產品，竭誠照顧廣大不同客戶的需要，在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。務求為客戶提供品質優越及性能穩定的醫療產品。

我們專營的產品種類繁多，包括：抗病毒及空氣清新，失禁護理，助行用品，減壓用品等。



# A Wheelchair 輪椅

---



P02 WAW



P03 WBK



P04 WBL



P05 WBM



P06 WBN



P07 WBO



P08 WBP



P09 WBQ



P10 WBR



P11 WBS



P12 WBU



P13 WCC

## B Walking Stick 助行器

---



P15 WAE



P16 WAL



P17 WAM



P18 WAN



P19 WAO



P20 WBG



P21 WAD

## C Crutches & Handrails 拐杖&扶手

---



P23 WBT



P24 WAF



P25 WAG



P26 WAH



P27 WAP



P28 WAR



P29 WAV



P30 WAU



P31 WAX



P32 WAY



P33 WAZ



P34 WBA



P35 WBC



P36 WBD



P37 WBJ



P38 WCL



P39 WAB



P40 WAA



P41 WAK



P42 WAS



P43 WAT



P44 WBV



P45 WBW



P46 WBE

# D Bathroom Assistance 衛浴助行



P48 WAI



P49 WAJ



P50 WBE



P51 WBH



P52 WBZ



P53 WAJ



P54 WBE



P55 WBH



P56 WBZ



P57 WAJ



P58 WBH

---

# Wheelchair

## 輪椅





# Aluminum Alloy Manual Wheelchair Portable

## 鋁合金手動輪椅輕便便攜


Model: WAW

### Features:

- Widened seat design, fast folding in 5 seconds, more convenient travel
- Lightweight and compact, there are 4 brakes at the front and rear, so you can use it with confidence
- Concave-convex non-slip armrest ring, easy to use  
Convex shape more non-slip
- Oxford fabric is easy to clean and easy to take care of
- The aluminum alloy frame is sturdy and durable, and the dual-support frame has strong stability
- Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
- 加寬座位設計, 輕便小巧前後共4剎車, 方便護理, 放心使用
- 快速折疊, 只為出行更便捷
- 凹凸防滑扶手圈, 使用方便凹凸外形更防滑
- 牛津布料方便清洗, 易打理
- 鋁合金車架堅固耐用, 雙支持車架穩固性強
- 適合人群: 肌無力, 行動不便的人

### Specifications

Product Model 產品型號	WAW
Material 材質	aluminum alloy + oxford cloth 鋁合金+牛津布
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable and light 外出助行, 可折疊輕便
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Front Tyre 前輪尺寸	6 inches
Rear Tyre 後輪尺寸	20 inches
Net Body Weight 車身淨重	11.5kg
Product Folding Size 折疊尺寸	27*66*72cm
Package Size 包裝尺寸	30*73*74cm
Packing Weight 包裝重量	13kg



### Instructions

#### ◆ 輪椅展開和折疊方法:

1. 雙手握住把手, 將車後輪提起離開地面, 向兩側輕拉
2. 將左右車架分開 (靠墊上沿繃直), 向下輕壓坐墊兩側至輪椅展開
3. 將腳踏板放平, 系好腿帶
4. 用手提拉坐墊中間, 使輪椅車兩側大架慢慢向中間收攏
5. 按住左右扶手外側向內壓合即可

#### ◆ 注意事項:

1. 向下壓坐墊時切勿將手指放入夾縫中, 以免受傷
2. 切勿在未剎住駐立剎車時乘坐輪椅, 以免輪椅滑動造成身體傷害
3. 切勿腳踩腳踏板上下輪椅, 謹防輪椅前傾造成身體傷害
4. 切勿抓握其他部位抬動輪椅, 以免造成輪椅損壞或身體傷害
5. 下坡時, 不能使用駐立剎車, 以免翻車造成人身傷害
6. 下車時請務必先剎住駐立剎車, 駐立剎車是為使用者上下輪椅或停靠時使用, 不能用來在行駛中作制動使用

# Fully automatic electric wheelchair For the elderly

## 全自動老人電動輪椅

**Model: WBK**

### Features:

- High strength alloy frame, bearing 100kg, safe to use
- The new lithium battery can be carried on the plane with a endurance of 30km
- The wheelchair has a net weight of 16.5kg and is light and portable
- Anti slip design of duck foot pedal
- Fold left and right for easy folding and storage
- Manual / electric, one key switching, multi gear speed adjustable, simple operation
- Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
- 高強度異形合金車架, 承重100kg, 使用安全
- 新型鋰電池, 可攜帶上飛機
- 輪椅淨重16.5kg, 輕巧又便攜
- 無刷電機質量穩定, 超長續航30KM
- 鴨掌式腳踏板防滑設計, 防止行駛過程腳部移動
- 左右收折, 折疊收納輕鬆不費力
- 手動/電動, 一鍵切換, 多檔速度可調節, 操作簡單
- 適合人群: 肌無力, 行動不便的人

### Specifications

Product Model 產品型號	WBK
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control + electric control 手動控制+電動控制
Battery 電池	removable 5.2ah lithium battery * 2 可拆卸 5.2ah 鋰電池*2
Control Mode 控制方式	panel key + joystick 面板按鍵+操縱桿
Bearing Capacity 承重	100kg
Rear tyre 後輪尺寸	16 inches
Product Size 產品尺寸	96*64*91cm
Product Folding Size 折疊尺寸	90*35*77cm
Product Weight 產品重量	16.5kg



### Instructions

#### ◆使用說明:

1. 將腳踏板向上翻起, 坐上電動輪椅車後, 再將腳踏板放下
2. 坐上電動輪椅車後, 請系好安全帶, 打開電源, 推動操縱桿, 電動輪椅車啟動行駛
3. 操縱桿可同時控制方向和速度,
4. 若要使電動輪椅車停止, 只要鬆開手, 使得操縱桿復位即可
5. 控制器的速度調節按鈕可調節電動輪椅車的速度
6. 手推電動輪椅車時, 先把控制手柄開機再把總電源開關閉就可以輕鬆推動電動輪椅車
7. 下車前, 先關閉控制器電源, 壓下駐力剎車, 然後將腳踏板向上翻起

#### ◆注意事項:

1. 在閱讀和完全理解說明書前, 切勿操作您的電動輪椅車
2. 建議精神異常者, 反應遲鈍者、操縱有困難者勿使用本電動輪椅車

# Aluminum alloy manual multifunctional Nursing wheelchair

## 鋁合金手動多功能護理輪椅

Model: WBL

### Features:

- High backrest wheelchair with 180 ° angle adjustment
- The hanging feet can be folded to the rear side to get on and off safely
- Lengthened armrest, height adjustable, seat widened and deepened
- Front and rear double brakes, removable dining table board, wheelchair with pull-out bedpan
- Aluminum alloy, light, strong and durable
- The full lying model is suitable for people with damaged lumbar spine, inconvenient limbs, hemiplegia, sleepiness and so on
- 可全躺設計高靠背輪椅,可180°調節角度
- 掛腳可收折至後側方,安全上下車
- 加長扶手,高低可調節,座位加寬加深,加固車架
- 前後雙剎車,更安全
- 餐桌板可拆卸,輪椅含抽拉式坐便盆
- 鋁合金材質,輕便·堅固·耐用
- 全躺款適合:腰椎受損、四肢不便、偏癱、嗜睡等人群

### Specifications

Product Model 產品型號	WBL
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行,可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Bearing Capacity 承重	100kg
Lying Size 躺平尺寸	148cm
Rear Tyre 後輪尺寸	22 inches
Product Size 產品尺寸	128*72*94cm
Product Folding Size 折疊尺寸	89*33*99cm
Product Weight 產品重量	29kg



### Instructions

#### ◆輪椅展開和折疊方法:

- 1.雙手握住把手,將車後輪提起離開地面,向兩側輕拉
- 2.將左右車架分開(靠墊上沿繃直),向下輕壓坐墊兩側至輪椅展開
- 3.將腳踏板放平,系好腿帶
- 4.用手提拉坐墊中間,使輪椅車兩側大架慢慢向中間收攏
- 5.按住左右扶手外側向內壓合即可

#### ◆注意事項:

- 1.向下壓坐墊時切勿將手指放入夾縫中,以免受傷
- 2.切勿在未剎住駐立剎車時乘坐輪椅,以免輪椅滑動造成身體傷害
- 3.切勿腳踩腳踏板上下輪椅,謹防輪椅前傾造成身體傷害
- 4.切勿抓握其他部位抬動輪椅,以免造成輪椅損壞或身體傷害
- 5.下坡時,不能使用駐立剎車,以免翻車造成人身傷害
- 6.下車時請務必先剎住駐立剎車,駐立剎車是為使用者上下輪椅或停靠時使用,不能用來在行駛中作制動使用

# Steel tube manual multifunctional Nursing wheelchair

## 鋼管手動多功能護理輪椅

Model: WBM

### Features:

- High backrest wheelchair with 180 ° angle adjustment
- The hanging feet can be folded to the rear side to get on and off safely
- Lengthened armrest, height adjustable, seat widened and deepened
- Front and rear double brakes, removable dining table board, wheelchair with pull-out bedpan
- The full lying model is suitable for people with damaged lumbar spine, inconvenient limbs, hemiplegia, sleepiness and so on
- 可全躺設計高靠背輪椅, 可180°調節角度
- 掛腳可收折至後側方, 安全上下車
- 加長扶手, 高低可調節, 座位加寬加深, 加固車架
- 前後雙剎車, 更安全
- 餐桌板可拆卸, 輪椅含抽拉式坐便盆
- 全躺款適合: 腰椎受損、四肢不便、偏癱、嗜睡等人群

### Specifications

Product Model 產品型號	WBM
Material 材質	Steel 鋼
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Front tyre 前輪尺寸	8 inches
Rear tyre 後輪尺寸	24 inches
Product Size 產品尺寸	130*68*128cm
Product Folding Size 折疊尺寸	96*31*104cm
Product Weight 產品重量	33kg



### Instructions

#### ◆ 輪椅展開和折疊方法:

1. 雙手握住把手, 將車後輪提起離開地面, 向兩側輕拉
2. 將左右車架分開(靠墊上沿繃直), 向下輕壓坐墊兩側至輪椅展開
3. 將腳踏板放平, 系好腿帶
4. 用手提拉坐墊中間, 使輪椅車兩側大架慢慢向中間收攏
5. 按住左右扶手外側向內壓合即可

#### ◆ 注意事項:

1. 向下壓坐墊時切勿將手指放入夾縫中, 以免受傷
2. 切勿在未刹住駐立剎車時乘坐輪椅, 以免輪椅滑動造成身體傷害
3. 切勿腳踩腳踏板上輪椅, 謹防輪椅前傾造成身體傷害
4. 切勿抓握其他部位抬動輪椅, 以免造成輪椅損壞或身體傷害
5. 下坡時, 不能使用駐立剎車, 以免翻車造成人身傷害
6. 下車時請務必先刹住駐立剎車, 駐立剎車是為使用者上下輪椅或停靠時使用, 不能用來在行駛中作制動使用

# Aluminum alloy manual wheelchair - [light and comfortable]

## 鋁合金手動輪椅車-【輕便舒適款】

Model: WBN

### Features:

- Ergonomic design, seat tilt back 8°, anti front sliding
- The whole vehicle can be folded with one button for fast storage
- The movable armrest turns 360°, which makes it more convenient to get on and off wheelchairs
- Integrated pedal, dual brake system
- Double layer cushion detachable cleaning
- Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
- 人體工學設計,座椅後傾8°,防前滑護脊椎
- 整車一鍵收折,便於快速收納
- 活動扶手360°翻轉,上下輪椅更方便
- 一體式腳踏板,雙剎車系統
- 雙層坐墊可拆卸清洗
- 適合人群:肌無力,行動不便的人

### Specifications

Product Model 產品型號	WBN
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行,可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Front tyre 前輪尺寸	6 inches
Rear tyre 後輪尺寸	12 inches
Product Size 產品尺寸	102*56*124cm
Product Folding Size 折疊尺寸	58*40*88cm
Product Weight 產品重量	10.5kg



### Instructions

#### ◆輪椅展開和折疊方法:

- 1.雙手握住把手,將車後輪提起離開地面,向兩側輕拉
- 2.將左右車架分開(靠墊上沿繃直),向下輕壓坐墊兩側至輪椅展開
- 3.將腳踏板放平,系好腿帶
- 4.用手提拉坐墊中間,使輪椅車兩側大架慢慢向中間收攏
- 5.按住左右扶手外側向內壓合即可

#### ◆注意事項:

- 1.向下壓坐墊時切勿將手指放入夾縫中,以免受傷
- 2.切勿在未剎住駐立剎車時乘坐輪椅,以免輪椅滑動造成身體傷害
- 3.切勿腳踩腳踏板上下輪椅,謹防輪椅前傾造成身體傷害
- 4.切勿抓握其他部位抬動輪椅,以免造成輪椅損壞或身體傷害
- 5.下坡時,不能使用駐立剎車,以免翻車造成人身傷害
- 6.下車時請務必先剎住駐立剎車,駐立剎車是為使用者上下輪椅或停靠時使用,不能用來在行駛中作制動使用

# Electric wheelchair intelligent full - automatic folding portable

## 智能全自動折疊電動輪椅

**Model: WBO**

### Features:

- High strength alloy frame, bearing 100kg
  - New lithium battery, can be carried on the plane. Super long endurance 20km
  - 360 degree universal control, simple and easy to operate
  - One button folding, easy storage, adjustable armrest operation
  - Manual / electric, one key switching, multi gear speed adjustable
  - Front and rear dual control, free switching, self and nursing staff can operate
  - Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
  - 高強度合金車架, 承重100kg
  - 新型鋰電池, 可攜帶上飛機, 超長續航20KM
  - 360度萬向控制, 簡單易操控
  - 一鍵折疊, 收納輕鬆, 扶手操作可調節
  - 手動/電動, 一鍵切換, 多檔速度可調節
  - 前後雙控, 切換自由, 自己和護理人員均可操作
- 適合人群: 肌無力, 行動不便的人

### Specifications

Product Model 產品型號	WBO
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control + electric control 手動控制+電動控制
Front tyre 前輪尺寸	8 inches
Rear tyre 後輪尺寸	12 inches
Product Size 產品尺寸	92*58*85cm
Product Folding Size 折疊尺寸	56*32*90cm
Product Weight 產品重量	15kg



### Instructions

#### ◆使用說明:

1. 將腳踏板向上翻起, 坐上電動輪椅車後, 再將腳踏板放下
2. 坐上電動輪椅車後, 請系好安全帶, 打開電源, 推動操縱杆, 電動輪椅車啟動行駛
3. 操縱杆可同時控制方向和速度,
4. 若要使電動輪椅車停止, 只要鬆開手, 使得操縱杆復位即可
5. 控制器的速度調節按鈕可調節電動輪椅車的速度
6. 手推電動輪椅車時, 先把控制手柄關機再把總電源開關關閉就可以輕鬆推動電動輪椅車
7. 下車前, 先關閉控制器電源, 壓下駐力剎車, 然後將腳踏板向上翻起

#### ◆注意事項:

1. 在閱讀和完全理解說明書前, 切勿操作您的電動輪椅車
2. 建議精神異常者, 反應遲鈍者、操縱有困難者勿使用本電動輪椅車

# Folding portable full-automatic electric Wheelchair [high allocation]

## 折疊輕便全自動電動輪椅-【高配款】

Model: WBP

### Features:

- High strength alloy frame, bearing 100kg
- New lithium battery, can be carried on the plane. Super long endurance 20km
- 360 degree universal control, simple and easy to operate
- One button folding, easy storage, adjustable armrest operation
- Manual / electric, one key switching, multi gear speed adjustable
- Front and rear dual control, free switching, self and nursing staff can operate
- Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
- 高強度合金車架, 承重100kg
- 新型鋰電池, 可攜帶上飛機, 超長續航20KM
- 360度萬向控制, 簡單易操控
- 一鍵折疊, 收納輕鬆, 扶手操作可調節
- 手動/電動, 一鍵切換, 多檔速度可調節
- 前後雙控, 切換自由, 自己和護理人員均可操作
- 適合人群: 肌無力, 行動不便的人

### Specifications

Product Model 產品型號	WBP
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control + electric control 手動控制+電動控制
Front tyre 前輪尺寸	8 inches
Rear tyre 後輪尺寸	12 inches
Product Size 產品尺寸	96*62*86cm
Product Folding Size 折疊尺寸	61 * 36 * 90cm
Product Weight 產品重量	17kg



### Instructions

#### ◆使用說明:

- 1.將腳踏板向上翻起, 坐上電動輪椅車後, 再將腳踏板放下
- 2.坐上電動輪椅車後, 請系好安全帶, 打開電源, 推動操縱杆, 電動輪椅車啟動行駛
- 3.操縱杆可同時控制方向和速度,
- 4.若要使電動輪椅車停止, 只要鬆開手, 使得操縱杆復位即可
- 5.控制器的速度調節按鈕可調節電動輪椅車的速度
- 6.手推電動輪椅車時, 先把控制手柄關機再把總電源開關關閉就可以輕鬆推動電動輪椅車
- 7.下車前, 先關閉控制器電源, 壓下駐力剎車, 然後將腳踏板向上翻起

#### ◆注意事項:

- 1.在閱讀和完全理解說明書前, 切勿操作您的電動輪椅車
- 2.建議精神異常者, 反應遲鈍者、操縱有困難者勿使用本電動輪椅車

# Steel tube manual wheelchair [Portable]

## 鋼管手動輪椅車【輕便款】

Model: WBQ

### Features:

- It can bear up to 200 kg. There are 4 brakes in front of and behind it, which is convenient for nursing and safe
- 5 seconds quick folding, just for more convenient travel
- Lengthen the handrail to make it easier to grasp
- Oxford cloth is easy to clean and take care of
- The steel pipe frame is firm and durable, and the double support frame has strong stability
- The foot can be turned up, which is more convenient for getting on and off
- Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
- 承重可達200斤, 前後共4剎車, 方便護理, 安全放心
- 5秒快速折疊, 只為出行更便捷
- 加長扶手, 抓握更方便
- 牛津布料方便清洗, 易打理
- 鋼管車架堅固耐用, 雙支持車架穩固性強
- 腳踏可上翻, 上下車更方便
- 適合人群: 肌無力, 行動不便的人



### Specifications

Product Model 產品型號	WBQ
Material 材質	steel pipe 鋼管
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Front tyre 前輪尺寸	7 inches
Rear tyre 後輪尺寸	22 inches
Product Size 產品尺寸	100*66*88cm
Product Folding Size 折疊尺寸	27*96*88cm
Product Weight 產品重量	14.4kg

### Instructions

#### ◆ 輪椅展開和折疊方法:

1. 雙手握住把手, 將車後輪提起離開地面, 向兩側輕拉
2. 將左右車架分開 (靠墊上沿繃直), 向下輕壓坐墊兩側至輪椅展開
3. 將腳踏板放平, 系好腿帶
4. 用手提拉坐墊中間, 使輪椅車兩側大架慢慢向中間收攏
5. 按住左右扶手外側向內壓合即可

#### ◆ 注意事項:

1. 向下壓坐墊時切勿將手指放入夾縫中, 以免受傷
2. 切勿在未剎住駐立剎車時乘坐輪椅, 以免輪椅滑動造成身體傷害
3. 切勿腳踩腳踏板上下輪椅, 謹防輪椅前傾造成身體傷害
4. 切勿抓握其他部位抬動輪椅, 以免造成輪椅損壞或身體傷害
5. 下坡時, 不能使用駐立剎車, 以免翻車造成人身傷害
6. 下車時請務必先剎住駐立剎車, 駐立剎車是為使用者上下輪椅或停靠時使用, 不能用來在行駛中作制動使用



# Steel tube manual wheelchair [width upgrade]

## 鋼管手動輪椅車【升級加寬款】

Model: WBR

### Features:

- It can bear up to 200 kg. There are 4 brakes before and after, which is convenient for nursing and safe
- 5 seconds quick folding, just for more convenient travel
- The backrest can be folded back and can be adjusted according to different needs
- Linen cushion is breathable, easy to clean and easy to take care of
- The steel pipe frame is firm and durable, and the double support frame has strong stability
- The foot can be turned up, which is more convenient for getting on and of
- Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
- 承重可達200斤, 前後共4剎車, 方便護理, 安全放心
- 5秒快速折疊, 只為出行更便捷
- 靠背可向後折疊, 可根據不同需求調節
- 亞麻坐墊透氣方便清洗, 易打理
- 鋼管車架堅固耐用, 雙支持車架穩固性強
- 腳踏可上翻, 上下車更方便
- 適合人群: 肌無力, 行動不便的人

### Specifications

Product Model 產品型號	WBR
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Front tyre 前輪尺寸	7 inches
Rear tyre 後輪尺寸	22 inches
Product Size 產品尺寸	74*104*89cm
Product Folding Size 折疊尺寸	87*26*89cm
Product Weight 產品重量	13kg



### Instructions

#### ◆輪椅展開和折疊方法:

1. 雙手握住把手, 將車後輪提起離開地面, 向兩側輕拉
2. 將左右車架分開(靠墊上沿繃直), 向下輕壓坐墊兩側至輪椅展開
3. 將腳踏板放平, 系好腿帶
4. 用手提拉坐墊中間, 使輪椅車兩側大架慢慢向中間收攏
5. 按住左右扶手外側向內壓合即可

#### ◆注意事項:

1. 向下壓坐墊時切勿將手指放入夾縫中, 以免受傷
2. 切勿在未剎住駐立剎車時乘坐輪椅, 以免輪椅滑動造成身體傷害
3. 切勿腳踩腳踏板上下輪椅, 謹防輪椅前傾造成身體傷害
4. 切勿抓握其他部位抬動輪椅, 以免造成輪椅損壞或身體傷害
5. 下坡時, 不能使用駐立剎車, 以免翻車造成人身傷害
6. 下車時請務必先剎住駐立剎車, 駐立剎車是為使用者上下輪椅或停靠時使用, 不能用來在行駛中作制動使用

# Steel tube manual wheelchair With toilet [Nursing style]

## 鋼管手動輪椅車-帶坐便器【護理款】

Model: WBS

### Features:

- It can bear up to 200 kg. There are 4 brakes before and after, which is convenient for nursing and safe
- 5 seconds quick folding, just for more convenient travel
- This wheelchair contains a pull-out bedpan, which is convenient and safe for nursing
- PU material is easy to clean and take care of
- The steel pipe frame is firm and durable, and the double support frame has strong stability
- The foot can be turned up, which is more convenient for getting on and off
- Suitable for people with muscle weakness and mobility difficulties
- 承重可達200斤, 前後共4剎車, 方便護理, 放心使用
- 5秒快速折疊, 只為出行更便捷
- 這款輪椅含抽拉式坐便盆護理方便、安全
- Pu材質方便清洗, 易打理
- 鋼管車架堅固耐用, 雙支持車架穩固性強
- 腳踏可上翻, 上下車更方便
- 適合人群: 肌無力, 行動不便的人

### Specifications

Product Model 產品型號	WBS
Material 材質	steel pipe 鋼管
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Front tyre 前輪尺寸	7 inches
Rear tyre 後輪尺寸	22 inches
Product Size 產品尺寸	67*130*92cm
Product Folding Size 折疊尺寸	98*30*70cm
Product Weight 產品重量	20kg



### Instructions

#### ◆ 輪椅展開和折疊方法:

1. 雙手握住把手, 將車後輪提起離開地面, 向兩側輕拉
2. 將左右車架分開 (靠墊上沿繃直), 向下輕壓坐墊兩側至輪椅展開
3. 將腳踏板放平, 系好腿帶
4. 用手提拉坐墊中間, 使輪椅車兩側大架慢慢向中間收攏
5. 按住左右扶手外側向內壓合即可

#### ◆ 注意事項:

1. 向下壓坐墊時切勿將手指放入夾縫中, 以免受傷
2. 切勿在未剎住駐立剎車時乘坐輪椅, 以免輪椅滑動造成身體傷害
3. 切勿腳踩腳踏板上輪椅, 謹防輪椅前傾造成身體傷害
4. 切勿抓握其他部位抬動輪椅, 以免造成輪椅損壞或身體傷害
5. 下坡時, 不能使用駐立剎車, 以免翻車造成人身傷害
6. 下車時請務必先剎住駐立剎車, 駐立剎車是為使用者上下輪椅或停靠時使用, 不能用來在行駛中作制動使用

# Ultra Light Aluminum Alloy Folding 4-wheel Driving Aid

## 超輕鋁合金折疊4輪助行車

Model: WBU

### Features:

- Butterfly grip design, butterfly ergonomic grip, effectively relieve the pressure on the hand, improve the comfort of use, and don't get tired after holding for a long time
- Imported PU wheel is adopted, which is wear-resistant and shockproof and durable. The rear wheel is equipped with a foot pedal. When passing through obstacles, gently step on the foot pedal
- The height of six gears is adjustable, and the height of 80-92cm is adjusted to meet the needs of different heights.
- Foldable storage, easy to carry and travel
- Used for: help walking, shopping, travel and shopping more convenient
- 蝶形握把設計,蝶形人體工學握把,有效解手部壓力,提高使用舒適度,久握也不累
- 採用進口PU輪,耐磨防震,經久耐用後輪邊配有腳踏,經過障礙物時輕踩腳踏
- 六檔高度可調,80-92cm高度調整,滿足不同身高需求
- 可折疊收納,方便攜帶出行
- 用於:助行車、購物車、休閒車,出行購物更方便



### Specifications

Product Model 產品型號	WBU
Material 材質	Aluminum alloy + Oxford cloth 鋁合金+牛津布
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行,可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Wheel Size 輪尺寸	20cm
Safe Load Bearing 安全承重	136kg
Product Expansion Size 展開尺寸	75*66*(80-92) cm
Product Folding Size 折疊尺寸	75*24*40cm
Product Weight 產品重量	7.6kg

### Instructions

- ◆ 展開和折疊方法:
  - 1.將產品取出展開
  - 2.將前輪反轉下,將前輪處的三角形孔柱擰出,將小輪的孔與車架的孔對準,再講三角孔柱擰緊
  - 3.將後輪處的插銷拔出,然後將孔對準,再講插銷插入
  - 4.輪子安裝好後,將產品立起來稍稍展開一點,然後將坐墊用力向下壓,直到座面管被卡進零件卡槽內,卡進後會有清脆的“啞”聲
  - 5.然後將購物袋掛在推車的前方,即可用於出行儲存物品
  - 6.剎車使用:往上拉:剎車狀態  
往下拉:駐車鎖死狀態(坐下休息時保證車子的穩固性)
- ◆ 注意事項
  - 1.使用前請確認彈珠與螺柱已經是全部卡到位狀態,以免發生意外
  - 2.此產品步行輔助器,請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品,避免因不當使用造成意外傷害

# Four-wheel Folding Hand Push-assisted Driving

## 四輪折疊手推助行車

Model: WCC

### Features:

- Pull down the brake to fix, lift up the brake to slow down, and push down the lock to fix
  - Large U-shaped sponge backrest, more comfortable to ride
  - Easily fold and save space
  - The armrest height is adjustable in four gears, suitable for people of different heights
  - Stable universal wheel, 360° universal adjustment design, flexible and convenient
- 
- 下拉剎車固定, 上提剎車減速, 下推鎖車固定
  - 大U型海綿靠背, 乘坐時更舒適
  - 輕鬆折疊, 節省空間
  - 扶手高度四擋可調, 適合不同身高人群
  - 穩固萬向輪, 360°萬向調節設計, 靈活便捷



### Specifications

Product Model 產品型號	WCC
Material 材質	high quality aluminum alloy 優質鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid, foldable 外出助行, 可折疊
Control Mode 控制方式	manual control 手動控制
Wheel Size 輪尺寸	15cm
Cushion Size 坐墊尺寸	40*30cm
Safe Load Bearing 安全承重	90kg
Product Expansion Size 展開尺寸	61*68* (80-92) cm
Product Weight 產品重量	7.5kg

### Instructions

- ◆ 1. 打開車架, 安裝把手、靠背, 再進行使用。
- ◆ 2. 剎車使用: 在行走途中, 如需剎車可直接捏緊閘把。休息時將閘把向下輕推, (當聽到啞聲後即可), 此時為自動剎車狀態可安全乘坐!  
旋轉“調節手柄”把它鬆開, 扶手管可拉出或插入調至適合的高度。再旋轉“調節手柄”鎖緊, 完成手把的高度調節!(車把高度為4檔調節)。

#### 注意事項

#### 購物車的安全與保養

1. 定期檢查螺絲鬆緊及整體穩固
2. 定期對轉動部位加適量潤滑油
- ◆ 3. 經常清洗, 放置於通風乾燥處
4. 使用者不要超過額定重量

# Walking Aids

## 助行器



# Aluminum Alloy Folding Four-legged Walker

## 鋁合金折疊四腳助行器

Model: WAE

### Features:

- The product is easy to operate, and the height can be adjusted at will
- Foldable, convenient to travel and carry, aluminum alloy material, safe and stable
- The handle is wrapped with sponge, so it won't hurt your hands
- Applicable crowd: the elderly, those with inconvenient legs and feet, and those with leg and foot rehabilitation
- 產品簡易好操作, 高度可隨意調節
- 可折疊, 方便出行攜帶, 鋁合金材質, 安全穩固
- 手把用海綿包裹, 不傷手
- 適用人群: 老年人, 腿腳不方便者, 腿腳復健者

### Specifications

Product Model 產品型號	WAE
Product Material 產品材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Specification 規格	Upper width: 48cm; lower width: 52cm 上寬:48cm; 下寬:52cm
Lowest To Highest 最低到最高	78~93cm
Packing Size 包裝尺寸	76*55*8cm
Package Weight 包裝重量	2.5kg



### Instructions

◆ 將產品取出打開兩邊即可, 收的時候按住產品頂部中間的那個按鈕即可, 四腳可隨意調節高低

注意事項:

◆ 使用前請檢查每個點的卡扣有無問題, 確認全部卡到位之後方可安心使用

# Aluminum Alloy Walker With Curved Handrails

## 帶彎曲扶手鋁合金助步器

Model: WAL

### Features:

- Easy to operate, foldable, easy to carry, height adjustable
- Aluminum alloy material, safe and stable, the handle is wrapped with sponge, so it will not hurt your hands
- Upgrading and bolding the H crossbar to carry a higher load-bearing capacity of up to 100 kg
- The S-bend design for assisting to get up can help users get up from the chair, bed, or toilet without being supported by others.
- Applicable people: the elderly, those with inconvenient legs and feet, and those with rehabilitation
- 操作簡易, 可折疊, 方便出行攜帶, 高度可調節
- 鋁合金材質, 安全穩固, 手把用海綿包裹, 不傷手
- 升級加粗H橫杆承重更高承重可達100公斤
- 輔助起身S彎設計, 可以幫助使用者從坐椅上或者床上、馬桶上自起身不用別人攙扶
- 適用人群: 老年人, 腿腳不方便者, 腿腳復健者

### Specifications

Product Model 產品型號	WAL
Product Material 產品材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Expanded Size 展開尺寸	77*51*43cm
Folding Size 折疊尺寸	77*51*10cm
Adjustable Height 可調節高度	77-87cm
Packing Size 包裝尺寸	80*56*9cm
Package Weight 包裝重量	2.5kg



### Instructions

- ◆ 將產品取出打開兩邊即可, 收的時候按住產品頂部中間的那個按鈕即可, 四腳可隨意調節高低

注意事項:

- ◆ 使用前請檢查每個點的卡扣有無問題, 確認全部卡到位之後方可安心使用


# Folding Aluminum Alloy Walking Aid With Seat

## 帶座椅折疊鋁合金代步助行器

Model: WAM

### Features:

- The S-bend design of assisting to get up can help users get up from the chair, bed, or toilet without being supported by others.
- Made of double-layer oxford cloth, soft without losing toughness, breathable and durable, easy to clean
- Convenient and simple to sit on, unfold the cushion when sitting down, and retract the cushion when walking
- PVC soft grip, with non-slip texture, will not be tired for a long time
- Applicable crowd: the elderly, those with inconvenient legs and feet, and those with leg and foot rehabilitation
- 輔助起身S彎設計, 可幫助使用者從坐椅上或者床上、馬桶上自起身不用別人攙扶
- 採用雙層牛津布制做, 柔軟不失韌性, 透氣耐用, 易清潔
- 行走方便簡單, 需要坐下時展開坐墊, 行走時收起坐墊
- PVC軟質握把, 帶防滑紋理, 久握不累
- 適用人群: 老年人, 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAM
Product Material 產品材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Expanded Size 展開尺寸	60*52*83.8cm
Folding Size 折疊尺寸	83.8*52*10cm
Adjustable Height 可調節高度	83.8-93.8cm
Packing Size 包裝尺寸	80*56*9cm
Package Weight 包裝重量	2.5kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出打開兩邊即可, 收的時候按住產品頂部中間的那個按鈕即可, 四腳可隨意調節高低
- ◆ 將坐墊橫桿從後面取下拉向前面放置橫桿卡扣內卡好即可

注意事項:

- ◆ 使用前請檢查每個點的卡扣有無問題, 確認全部卡到位之後方可安心使用



# Folding Aluminum Alloy Elderly Walker With Beam

## 帶橫梁折疊鋁合金老人助行器

Model: WAN

### Features:

- The product is easy to operate and the height can be adjusted at will
- Foldable, easy to carry, aluminum alloy material, safe and stable
- The handlebar is wrapped with sponge to avoid hand injury
- Upgrade and thicken H cross bar to bear more weight up to 200 Jin
- Applicable crowd: elderly, inconvenient legs and feet, rehabilitation of legs and feet

- 產品簡易好操作, 高度可隨意調節
- 可折疊, 方便出行攜帶, 鋁合金材質, 安全穩固
- 手把用海綿包裹, 不傷手
- 升級加粗H橫杆承重更高承重可達200斤
- 適用人群: 老年人, 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAN
Product Material 產品材質	Aluminum Alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Expanded Size 展開尺寸	77*51*43cm
Folding Size 折疊尺寸	77*51*10cm
Adjustable Height 可調節高度	77-87cm
Packing Size 包裝尺寸	80*56*9cm
Package Weight 包裝重量	2.5kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出打開兩邊即可, 收的時候按住產品頂部中間的那個按鈕即可, 四腳可隨意調節高低

注意事項:

- ◆ 使用前請檢查每個點的卡扣有無問題, 確認全部卡到位之後方可安心使用

# Aluminum Alloy Walker With Wheels

## 帶輪鋁合金助步器

Model: WAO

### Features:

- The product is easy to operate, foldable, convenient to travel and carry, and the height can be adjusted at will
- Aluminum alloy material, safe and stable, the handle is wrapped with sponge, so it won't hurt your hands
- Upgrading and bolding the H crossbar to carry a higher load-bearing capacity of up to 100 kg
- S-bend design for assisting to stand up, no need for help from others
- The design of rear caster wheels makes walking easier
- Applicable people: the elderly, those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet

- 產品簡易好操作,可折疊,方便出行攜帶,高度可隨意調節
- 鋁合金材質,安全穩固,手把用海綿包裹,不傷手
- 升級加粗H橫杆承重更高承重可達100公斤
- 輔助起身S彎設計,自起身不用別人攙扶
- 後腳滾輪設計,助行更方便
- 適用人群:老年人,腿腳不方便者,腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAO
Product Material 產品材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Expanded Size 展開尺寸	77*51*43cm
Folding Size 折疊尺寸	77*51*10cm
Adjustable Height 可調節高度	77-87cm
Packing Size 包裝尺寸	80*56*9cm
Package Weight 包裝重量	2.5kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出打開兩邊即可,收的時候按住產品頂部中間的那個按鈕即可,四腳可隨意調節高低
- ◆ 將前面的伸縮桿按住按鈕拆下,伸桿對準孔位卡進去即更換完成

注意事項:

- ◆ 使用前請檢查每個點的卡扣有無問題,確認全部卡到位之後方可安心使用

# Children's Aluminum Alloy Walker

## 兒童鋁合金助行器

Model: WBG

### Features:

- The operation is simple, just install the marble buckle on the wheel
- 5 levels of height adjustable
- Sponge handle, soft, comfortable and not slippery
- Wheel-assisted, rehabilitation training or those who are not easy to walk
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet

- 操作簡單, 只需將輪子安裝彈珠卡扣到位即可
- 5檔高度可調節, 適用於不同身高的兒童
- 海綿手柄, 柔軟舒適不易滑
- 帶輪輔助, 康復訓練或學步不易者
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WBG
Product Function 產品功能	children's walking aid 兒童助行器
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Adjust The Height 調節高度	51-62cm
Use Height 使用身高	90-140cm
Fold Size 折疊尺寸	53*19*10cm
Product Weight 產品重量	1.80kg
Package Size 包裝尺寸	78*55*23cm
Packing Weight 包裝重量	2.64kg

### Instructions

- ◆ 取出並打開產品, 然後將輪子對準前面孔位安裝, 彈珠彈出即為安裝到位
- ◆ 根據自身需要調節使用高度
- ◆ 收納時將助行器兩側彈片向上收攏即可

#### ◆ 注意事項:

- 1) 使用前請檢查每個點的卡扣有無問題, 確認全部卡到位之後方可安心使用

# Child rehabilitation Walker Assisted standing frame

## 兒童康復助行器輔助站立架

Model: WAD

### Features:

- Foam handrail, non slip and sweat absorption, soft and comfortable
- Fifth gear height, freely adjustable
- The joint adopts fish scale welding, which is smooth and does not scratch hands
- Three inch wheel impact resistant PVC tread, earthquake resistance and wear resistance
- The folding buckle is made of high-quality PP material, and the angle can be flexibly adjusted at 180 degrees
- It is used with cushion to reinforce safety and prevent walking fatigue
- 泡棉扶手, 防滑吸汗, 柔軟舒適
- 五檔高度, 可自由調整
- 連接處採用魚鱗式焊接, 光滑不刮手
- 三寸輪耐衝擊PVC胎面, 抗震耐磨
- 折疊扣採用高質PP材料, 180度可靈活調角度
- 搭配坐墊使用, 加固安全又可防止走路疲累
- 適用於幼兒學步、術後康復鍛煉及一些小兒麻痺、腦性麻痺、腦癱、無法獨立站立或行走不便的人群用來康復鍛煉等

### Specifications

Product Model 產品型號	WAD
Product Material 產品材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Model 型號	small 小號
Specification 規格	suitable for children under 1m 適合1米以下兒童使用
Packing Size 包裝尺寸	65*65*48cm
Package Weight 包裝重量	5.1kg




### Instructions

- ◆ 取出產品後將產品兩邊打開將折疊扣壓下成直線即到位, 收納時將折疊扣向上收回即可
- ◆ 按照輪子上的數字標識依次安裝, 一定要彈珠彈出確認安裝到位
- ◆ 產品輪子分雙向輪和單向輪, 兩組輪子可以根據站位方向調整安裝方向, 安裝完成後此助行器只能向方行駛不能後退, 確保寶貝的安全
- ◆ 坐墊安裝方式: 請先將帶子穿過安全扣扣緊到不滑落, 在將坐墊安裝自己坐的方向將4根帶子綁定扣好在助行器鋼架上
- ◆ 注意事項:
  1. 調節高度請一定要確認彈珠有否彈出, 以免發生意外
  2. 使用時請確認鋁合金接頭旋轉是否到位
  3. 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害
  4. 請確保站立位前方一組輪子是雙向輪, 以免無法前行, 造成傷害

# Crutches & Handrails

## 拐杖&扶手



# Foldable Three-legged Crutch Chair With Lamp

可折疊帶燈三腳拐杖椅

Model: WBT

## Features:

- The product is easy to operate, the height can be adjusted at will, suitable for different height groups
- Foldable, easy to carry, aluminum alloy material, safe and stable
- The tripod base is more stable, and the soft PVC three-dimensional antiskid foot pad is safer
- Handle LED lamp design, easy to travel at night
- There are more than 200 massage points on the stool surface, and the multi-point concave convex seat board is anti-skid, which conforms to the design of human buttocks
- Applicable crowd: the elderly, those who are not convenient for legs and feet, and those who are rehabilitated
- 產品簡易好操作, 高度可隨意調節, 合適不同身高人群
- 可折疊, 方便出行攜帶, 鋁合金材質, 安全穩固
- 三腳底座更穩固, 軟質PVC材料立體防滑腳墊更安全
- 把手LED燈設計, 夜晚出行也方便
- 凳面上200多個按摩點, 多點凹凸坐板防滑, 符合人體臀部設計
- 適用人群: 老年人, 腿腳不方便者, 腿腳復健者



## Specifications

Product Model 產品型號	WBT
Product Material 產品材質	Aluminum alloy + Environmental TPR 鋁合金+環保TPR
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Gear Position 檔位	5 gear telescopic adjustment 5檔伸縮調節
Maximum Product Weight 產品最大承重	200 kg
Recommended Use Height 推薦使用身高	130-190cm
Sitting Height 坐高	47-55.5cm
Packing Size 包裝尺寸	95*32*5cm
Package Weight 包裝重量	1.5kg

## Instructions

- ◆ 手扶住底座掰開即可變成坐凳, 不用之後直接收回即可
- ◆ 三腳可以根據自身需要五檔調節高度, 按住支架腳旁按鈕調節高度
- ◆ 手柄處LED燈開關打開即可使用手電筒照明功能

注意事項:

- ◆ 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害。

# Elderly Non-slip Walking Stick With Led Light

## 帶LED燈老人防滑拐杖-折疊拐杖

Model: WAF

### Features:

- The rotatable contact head is specially made with four support points, which can be firmly upright,
  - The flashlight is equipped with 6 LED lights, which can move up and down to adjust the illumination angle. It is a rare help for the elderly to travel at night,
  - Easy to fold and carry,
  - There are 5 height adjustable, the maximum height is 97cm and the minimum height is 83cm
- 可轉動的接觸頭特別製造4個支撐點可以穩固直立,
  - 電筒帶6個LED燈,可上下移動調整光照角度遠近,是老人夜行不可多得的助力
  - 折疊容易,方便攜帶
  - 有5個高度可調節,最高97cm,最低高度83cm
  - 適用人群:老年人,腿腳不方便者,腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAF
Product Material 產品材質	Aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Gear Position 檔位	5 gear telescopic adjustment 5檔伸縮調節
Foot pad 腳墊	4-foot non-slip foot pad 4腳防滑腳墊
Product Size 產品尺寸	the longest 97cm, the shortest 83cm, 31*20cm after folding 最長97cm,最短83cm,折疊後31*20cm
Packing Size 包裝尺寸	30.5*18.5*9cm
Package Weight 包裝重量	0.5kg

### Instructions

- ◆ 取出拐杖,打開電燈頭取出絕緣片即可通電

注意事項:  
此拐杖為步行輔助器,請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品,避免因不當使用造成意外傷害。

- ◆ 此拐杖為步行輔助器,請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品,避免因不當使用造成意外傷害。

# Anti-slip Folding Crutch With Alarm

## 帶警報防滑折疊拐杖

Model: WAG

### Features:

- The product is easy to operate, adjustable in height, suitable for people of different heights
  - Foldable, convenient to travel and carry, aluminum alloy material, safe and stable
  - With alarm function to prevent accidental alarm
  - Reinforced four-foot soles are non-slip, inclined at 10 degrees, and can be rotated
  - Handle LED light design, can adjust the light angle of 45 ° far and near, convenient to travel at night
  - Applicable people: the elderly, those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 
- 產品簡易好操作, 高度可調節, 合適不同身高人群
  - 可折疊, 方便出行攜帶, 鋁合金材質, 安全穩固
  - 帶警報器功能, 防意外警報
  - 加固四腳底防滑, 10度傾斜, 可旋轉
  - 把手LED燈設計, 可45°調整光照角度遠近, 夜晚出行方便
  - 適用人群: 老年人, 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAG
Product Material 產品材質	Aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Gear Position 檔位	5 gear telescopic adjustment 5檔伸縮調節
Foot Pad 腳墊	4-foot non-slip foot pad 4腳防滑腳墊
Product Size 產品尺寸	the longest 97cm, the shortest 83cm, 31*20cm after folding 最長97cm, 最短83cm, 折疊後31*20cm
Packing Size 包裝尺寸	30.5*18.5*9cm
Package Weight 包裝重量	0.50kg

### Instructions

- ◆ 手杖電筒: 向上推動按鈕打開電池槽, 放入兩節AA電池即可
- ◆ 警報功能: 長按警報鍵即可報警

#### 注意事項:

- ◆ 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害。



# Solid Wood Walking Stick For The Elderly

## 老人防滑助行實木手杖

Model: WAH

### Features:

- Solid wood crutches, beautiful in appearance, solid wood
  - Goose-wing wooden crutches, traditional hand-made, polished, smooth lines, smooth and round, no need to paint
  - Oxford non-slip rubber sleeve at the bottom, good abrasion resistance, quiet, and ensure the durability of the crutches
  - Applicable people: the elderly, those with inconvenient legs and feet, and those with leg and foot rehabilitation
- 實木拐杖, 造型美觀氣派, 實木結實穩固
  - 雞翅木疙瘩拐杖, 傳統手工製作, 打磨拋光, 線條流暢, 光滑圓潤無需做漆
  - 底部牛津防滑膠套, 耐磨性良好, 靜音, 確保拐杖經久耐用
  - 適用人群: 老年人, 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAH
Product Material 產品材質	Wenge wood 雞翅木
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Size 尺寸	88*15*2.5cm
Net Weight 淨重	479g
Packing Size 包裝尺寸	95*16*3.5cm
Package Weight 包裝重量	0.74kg

### Attentions

- ◆ 不要隨使用過於濕的布擦拭或用水沖洗木製品
- ◆ 避免塗抹帶有化學試劑的物品
- ◆ 不能用碱水、酒精等具有腐蝕性的化學品來進行擦拭, 以免破壞、損毀木材的纖維
- ◆ 需要用乾淨柔軟的布, 加少許傢俱蠟, 順著木紋來回輕輕擦試
- ◆ 切勿使用所謂“禦守鹽”等物質清洗雞翅木, 會大地損傷木質, 造成木質變粗、變色及開裂

注意事項:

- ◆ 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害。

# Aluminum Alloy Folding Climbing Stick

## 鋁合金折疊登山杖

**Model: WAP**

### Features:

- Handle is made of high density EVA foam material, anti slip
- Two color seamless wristband, external lock adopts PA material, high temperature resistance and anti-aging
- The tip of the stick is made of carbon tungsten alloy with high strength and toughness, which is wear-resistant and corrosion-resistant
- The screw in installation of citor is easy to remove
- Wear resistant foot cover is suitable for various terrain
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 手柄採用高密度EVA泡棉材質, 防滑
- 雙色無縫腕帶, 外鎖採用PA材料, 耐高溫抗老化
- 杖尖採用強度韌性高的碳鎢合金材料, 耐磨耐腐蝕
- 雪托螺旋擰入式安裝, 拆卸方便
- 耐磨腳套適合多種地形使用
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAP
Product Material 產品材質	Aluminum alloy + EVA material 鋁合金+EVA材質
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Number Of Sections 節數	5 sections 5節
Locking 鎖定	Three-in-one lock 三合一鎖
Length 長度	M:90-110cm L:110-130cm
Size After Folding 折疊後尺寸	30cm
Suitable Height 適合身高	M:150-170cm L:170-190cm
Product Weight 產品重量	M:250g L:270g
Packing Size 包裝尺寸	30.5*18.5*9cm
Package Weight 包裝重量	0.51kg

### Instructions

- ◆ 鎖定: 拉開杖身, 當鎖扣彈出來即為鎖緊
- ◆ 收放: 按住按鈕, 將杖身往裏推, 即可折疊
- ◆ 杖杆帶有數位刻度和文字提示, 提供調整參攷, 拉伸不要超過“STOP”標識
- ◆ 注意事項:  
不正確使用方法: 使用超過“STOP”標誌, 受力不均勻, 易斷裂  
正確使用方法: 使用未超過“STOP”標誌, 受力更均勻, 使用更堅固, 不易折斷


# Multifunctional Folding Stick With Lamp

## 多功能帶燈折疊拐杖

Model: WAR

### Features:

- Non-slip massage handle, ergonomic design, comfortable grip
- Flashlight lighting function, more convenient to travel at night
- Foldable design, easy to carry
- Aluminum tube body, light weight
- The height of the crutch is fixed by the gold hoop lock
- Rubber floor mat, strengthen the friction ability, durable and strong
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 防滑按摩手柄, 人體工程學設計, 抓握舒適
- 手電筒照明功能, 夜晚出行更方便
- 可折疊設計, 方便攜帶
- 鋁合金管身, 重量輕
- 金箍鎖扣固定拐杖的高度
- 橡膠地墊, 加強摩擦能力, 耐用結實
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAR
Product Material 產品材質	aluminum alloy+ABS+ rubber-plastic non-slip 鋁合金+ABS+橡膠防滑耐磨腳墊
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Adjustment Gear 調節檔位	5 gear adjustment 5檔調節
Height 高度	88~98cm
Size After Folding 折疊後尺寸	31cm
Suitable Height 適合身高	140-190cm
Product Weight 產品重量	416g
Packing Size 包裝尺寸	30.5*18.5*9cm
Package Weight 包裝重量	0.51kg

### Instructions

- ◆ 第一步: 鬆開緊箍件
- ◆ 第二步: 將彈珠移到合適孔位
- ◆ 第三步: 擰緊緊箍件
- ◆ 擰下手柄處LED照明按鈕, 裝入兩節AA電池, 將按鈕擰回即可使用LED照明功能

注意事項:

- ◆ 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害。


# Get Up And Help Four Claw Crutches

## 起身助力四爪拐杖

**Model: WAV**

### Features:

- Squat up without help, big four feet more stable
- Double curved armrest design helps old people sit down and get up easily
- 5-gear adjustable, suitable for different heights
- The sponge grip is soft and comfortable without hurting hands
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 蹲坐起身無需攙扶大四腳更穩當
- 雙彎扶手設計協助老人坐下起身不費勁
- 檔位5檔可調節, 適合不同高度使用
- 海綿握把柔軟舒適不傷手
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAV
Product Material 產品材質	Aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Gear Position 檔位	5-speed adjustable 5檔可調節
Chassis Dimensions 底盤尺寸	17*19.5cm
Length 高度	84~95cm
Suitable Height 適合身高	140-190cm
Size After Folding 產品尺寸	17*19.5*84cm
Product Weight 產品重量	760g
Packing Size 包裝尺寸	75*23*19cm
Package Weight 包裝重量	1.16kg

### Instructions

- ◆ 接口對准安裝上擰緊接口處即可
- ◆ 可根據自身需求按下彈珠調節高度

#### 注意事項:

- ◆ 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害。

# Double Lift Folding Aluminum Alloy Armpit Crutch

## 雙升折疊鋁合金腋拐

Model: WAU

### Features:

- Thickened material, highly load-bearing thickened pipe
  - Soft TPR arm rests, soft, comfortable, non-slip, shock-absorbing, environmentally friendly, and odorless
  - 13 levels of height adjustment to meet the needs of people of different heights
  - The foot pad is non-slip and wear-resistant, making it safer to use
  - Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 加厚材質高度承重加厚管材, 承重增強
  - 軟性TPR腋托, 柔軟舒適防滑減震環保無異味
  - 高度13檔調節, 滿足不同高度人群使用
  - 腳墊防滑耐磨, 使用更安全
  - 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAU
Material 材質	aluminium alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Product Bearing 產品承重	100kg
Product Range 產品檔位	13檔可調
Suitable For Height 適合身高	150-190cm
Product Folding Size 折疊尺寸	53*19*10cm
Product Weight 產品重量	1.80kg
Package Size 包裝尺寸	53*22*15cm
Packing Weight 包裝重量	2.18kg

### Instructions

- ◆ 將產品取出兩節對准安裝上
- ◆ 可根據自身需求按下彈珠調節高度
- ◆ 握把處都可調節高度

◆ 注意事項:  
此拐杖為步行輔助器, 請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害

# Lightweight Adjustable Cane- Walker Cane (silver)

## 鋁合金防滑輕便助行器手杖

**Model: WAX**

### Features:

- The thickness of the 1.2mm pipe wall bears 200 kg, weighs only 0.3 kg and is light and easy to carry
- High wear-resistant handrails, ten levels of height adjustment, simple design of one-button telescopic
- Annular clavicle tightening piece, three-step simple operation to fix the main pole
- Anti-slip rubber foot pads, large thickness, more wear-resistant and stable
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 1.2mm管壁厚度承重200斤, 僅重0.3kg輕便易攜帶
- 高耐磨扶手, 人體握力學設計手柄更舒適
- 十檔調高, 一鍵伸縮簡易設計
- 環形鎖骨緊箍件, 固定主杆三步簡易操作
- 防滑橡膠腳墊, 大厚度更加耐磨穩固
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAX
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Product Bearing 產品承重	100kg
Use Height 使用身高	145-175cm
Color 顏色	silver 銀色
Product Size 產品尺寸	59*12.8*3cm
Product Weight 產品重量	300g
Package Size 包裝尺寸	61.5*14.5*5.5cm
Packing Weight 包裝重量	0.52kg

### Instructions

- ◆ 鬆開緊箍件
- ◆ 將彈珠移到合適孔位
- ◆ 確認彈珠是否扣住
- ◆ 擰緊緊箍件
- ◆ 注意事項:
  - 1) 調節高度請一定要確認彈珠有否彈出, 以免發生意外
  - 2) 使用時請確認鋁合金接頭旋轉是否到位
  - 3) 此拐杖為步行輔助器, 請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害

# Folding Anti Slip Telescopic Intelligent Walking Stick

## 可折疊防滑伸縮智能手杖

Model: WAY

### Features:

- Folding design, non-slip handle; automatic red light warning function, safer and more assured travel
- LED lighting function can be adjusted in five levels, suitable for different height needs
- Rubber non-slip foot pads, more wear-resistant and safer
- The product comes with radio, MP3 functions, and an SD memory card is included, and you can download favorite tracks by yourself, so that the elderly will not be alone
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 折疊設計, 防滑手柄; 自動紅燈報警功能, 出行更安全更有保障
- LED照明功能多角度可調節
- 橡膠防滑腳墊, 更耐磨更安全
- 產品配有收音機、MP3功能, 並配有SD存儲卡, 您可以自行下載喜愛的曲目, 讓老人不再孤單
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product model 產品型號	WAY
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	lighting, alarm, mp3, radio, red light warning 照明、跌倒報警、mp3、收音機、紅光警示
Charging mode 充電方式	USB
LED lighting 照明	4個角度可調
Product bearing 產品承重	150kg
Product size 產品折疊尺寸	31*15.5*2cm
Product weight 產品重量	385g
Package size 包裝尺寸	33*17.5*8cm
Packing weight 包裝重量	0.56kg

### Instructions

- ◆ MP3音樂播放操作方法: 支持TF卡播放, 相容MP3格式
- ◆ FM收音機操作方法: 電源鍵長按3秒開啟, 短按電源鍵即可關閉
- ◆ 照明功能操作方法: 遠近燈光4擋可調節拐杖, 紅色按鍵為開啟照明
- ◆ 跌倒聲光報警操作方法: 可以手動一鍵開啟跌倒聲光報警
- ◆ 手動照明紅光警示功能: 操作方法可提醒周圍車輛, 注意行人, 照明加紅光閃爍拐杖

#### ◆ 注意事項:

- 1) 產品充電過程中紅燈提示, 充滿後燈滅
- 2) 照明使用約8小時左右, MP3使用時間約6-8小時
- 3) 使用後請及時充電, 以免影響使用
- 4) 使用時請一定正確使用產品, 注意抓握方式
- 5) 請遠離火源及潮濕環境, 以免影響使用
- 6) 請不要私自拆裝、改裝產品, 以免使用時造成故障
- 7) 充電時請不要濕手充電, 以免造成意外


# Intelligent Alarm Walking Aid For Umbrella Stick

## 智能報警傘杖助行器

**Model: WAZ**

### Features:

- LED lighting function, non-slip handle, comfortable grip, intimate wrist strap, easy to carry
- One stick is multi-purpose, the pinball is locked more securely, press the pinball and pull it out can be used as an umbrella and a cane
- Anti-skid rubber foot pads are wear-resistant and have automatic red light warning function, making travel safer and more assured
- The product comes with radio, MP3 functions, and an SD memory card is included, and you can download favorite tracks by yourself, so that the elderly will not be alone
- LED照明功能, 防滑手柄, 握持舒適, 私密腕帶, 攜帶方便
- 一杆多用, 彈球鎖得更牢, 按下彈球拉出可用作傘和手杖
- 防滑橡膠腳墊耐磨, 並具有自動紅燈報警功能, 讓出行更安全更有保障
- 產品配有收音機、MP3功能, 並配有SD存儲卡, 您可以自行下載喜愛的曲目, 讓老人不再孤單



### Specifications

Product Model 產品型號	WAZ
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	lighting, alarm, mp3, radio, red light warning 照明、跌倒報警、mp3、收音機、紅光警示
Charging Mode 充電方式	USB
Led Lighting 照明	4個角度可調
Product Bearing 產品承重	150kg
Product Size 產品尺寸	82*15.5*4cm
Product Weight 產品重量	620g
Package Size 包裝尺寸	84.5*17.5*8.5cm
Packing Weight 包裝重量	1kg

### Instructions

- ◆ MP3音樂播放操作方法: 支持TF卡播放, 相容MP3格式
- ◆ FM收音機操作方法: 電源鍵長按3秒開啟, 短按電源鍵即可關閉
- ◆ 照明功能操作方法: 遠近燈光4擋可調節拐杖, 紅色按鍵為開啟照明
- ◆ 跌倒聲光報警操作方法: 可以手動一鍵開啟跌倒聲光報警
- ◆ 手動照明紅光警示功能: 操作方法可提醒周圍車輛, 注意行人, 照明加紅光閃爍拐杖

#### ◆ 注意事項:

- 1) 產品充電過程中紅燈提示, 充滿後燈滅
- 2) 照明使用約8小時左右, MP3使用時間約6-8小時
- 3) 使用後請及時充電, 以免影響使用
- 4) 使用時請一定正確使用產品, 注意抓握方式
- 5) 請遠離火源及潮濕環境, 以免影響使用
- 6) 請不要私自拆裝、改裝產品, 以免使用時造成故障
- 7) 充電時請不要濕手充電, 以免造成意外



# Folding Anti Slip Telescopic Intelligent Walking Stick

## 可折疊防滑伸縮智能手杖

Model: WBA/WBB

### Features:

- 1 Made of ABS material, with 10 levels of adjustable height, can be fixed by rotating the ring
- It adopts thickened aluminum alloy tube body, which is light and durable
- Four-corner crutches, enhanced support, no kicks, no knocks, more at ease to use
- The foot pad is non-slip and wear-resistant, which enhances the friction on the ground and strengthens the stability
- 採用ABS材質，設有10檔可調高度，使用者可按照自己需求來調節高度
- 採用加厚鋁合金管身，具有輕便耐用的特性
- 旋轉圓環即可固定，使用不會產生搖晃
- 四腳拐杖，增強支撐力，不打腳，不磕腳，用起來更放心
- 腳墊防滑耐磨，增強了地面的摩擦，加強了穩固性



### Specifications

Product Model 產品型號	WBA/WBB
Material 材質	aluminum alloy + ABS 鋁合金+ABS
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Gear 檔位	10檔可調節
Color 顏色	black/silver 黑色/銀色
Product Size 產品尺寸	72*20*17cm
Product Weight 產品重量	600g
Package Size 包裝尺寸	75*23*19cm
Packing Weight 包裝重量	1.24kg

### Instructions

- ◆ 鬆開緊箍件
- ◆ 將彈珠移到合適孔位
- ◆ 確認彈珠是否扣住
- ◆ 擰緊緊箍件

#### ◆ 注意事項:

- 1) 使用前拐杖調節方法: 按下彈鈕，上下調節確認合適高度後，將螺母鎖緊固定，方可使用
- 2) 檢查手把是否松脫，毛刺，謹防松脫及毛刺破損手掌而影響安全使用
- 3) 檢查防滑腳墊是否堅固平穩，若磨損應及時更換，斜滑的路面要特別小心
- 4) 拐杖是步行的輔助工具，請不要用於輔助工具以外的支撐物品之用
- 5) 拐杖不適宜登山運動和長時間支撐體重之用
- 6) 此拐杖為步行輔助器，請正確使用該產品，避免因不當使用造成意外傷害

# Multifunctional Folding Three Legged Intelligent Crutch Chair

## 多功能折疊三腳智能拐杖椅

**Model: WBC**

### Features:

- Folding design, anti-skid handle; Automatic red light alarm function makes travel safer and more secure
- LED lighting function, five levels adjustable, suitable for different height requirements
- Rubber antiskid foot pad, more wear-resistant and safer
- The product is equipped with radio, MP3 function, and SD memory card, which can download favorite tracks, so that the elderly are no longer lonely
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 折疊設計, 防滑手柄; 自動紅燈報警功能, 出行更安全更有保障
- LED照明功能, 五檔高低可調, 適合不同高度需求  
橡膠防滑腳墊, 更耐磨更安全
- 產品配有收音機、MP3功能, 並配有SD存儲卡, 可以下載喜愛的曲目, 讓老人不再孤單
- 可折疊行走, 也可坐下休息, 更方便
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



### Specifications

Product Model 產品型號	WBC
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	lighting, alarm, mp3, radio, red light warning 照明、跌倒報警、mp3、收音機、紅光警示
Charging Mode 充電方式	USB
Led Lighting 照明	4個角度可調
Color 顏色	golden 金色
Product Bearing 產品承重	150kg
Product Size 產品尺寸	70*26*4 cm
Product Weight 產品重量	1000g
Package Size 包裝尺寸	81.5*27.5*8.5cm
Packing Weight 包裝重量	1.56kg

### Instructions

- ◆ MP3音樂播放操作方法: 支持TF卡播放, 相容MP3格式
- ◆ FM收音機操作方法: 電源鍵長按3秒開啟, 短按電源鍵即可關閉
- ◆ 照明功能操作方法: 遠近燈光4檔可調節拐杖, 紅色按鍵為開啟照明
- ◆ 跌倒聲光報警操作方法: 可以手動一鍵開啟跌倒聲光報警
- ◆ 手動照明紅光警示功能: 操作方法可提醒周圍車輛, 注意行人, 照明加紅光閃爍拐杖

- ◆ 注意事項:
  - 1) 產品充電過程中紅燈提示, 充滿後燈滅
  - 2) 照明使用約8小時左右, MP3使用時間約6-8小時
  - 3) 使用後請及時充電, 以免影響使用
  - 4) 使用時請一定正確使用產品, 注意抓握方式
  - 5) 請遠離火源及潮濕環境, 以免影響使用
  - 6) 請不要私自拆裝、改裝產品, 以免使用時造成故障
  - 7) 充電時請不要濕手充電, 以免造成意外

# Aluminum Alloy Rehabilitation Crutch

## 鋁合金康復拐杖

Model: WBD

### Features:

- 10 adjustable telescopic design, the armband is close to the arm, safer and more comfortable
- The pole body is made of aluminum alloy, which is strong and wear-resistant, safer and more convenient
- Wear-resistant non-slip foot pads, strong grip, can effectively play a non-slip effect
- Suitable for the crowd: middle-aged and elderly people, the handicapped, and those who need assistive tools
- 10檔可調節伸縮設計, 固定牢固, 選檔方便  
臂圈緊貼手臂更具安全性及舒適性
- 杖身採用鋁合金材質, 堅固耐磨
- 鋁合金接頭能有效保證上下杖身連接, 更安全方便
- 環保樹脂防滑腳墊柔軟適中, 耐磨性高, 抓地力強, 能有效起到防滑的作用
- 適合人群: 中老年人、殘疾人群、行動不便需要輔助工具的人



### Specifications

Product Model 產品型號	WBD
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Material 材質	aluminum alloy+ABS 鋁合金
Product Range 產品檔位	10檔可調
Product Height 產品高度	106-128cm
Color 顏色	silver 銀色
Product Size 產品尺寸	88*12*11cm
Product Weight 產品重量	440g
Package Size 包裝尺寸	92.5*19.5*13.5cm
Packing Weight 包裝重量	0.9kg

### Instructions

- ◆取出產品後將鋁合金接頭旋轉鬆後即可調節檔位
- ◆共10檔可調, 每次調節後已彈珠彈出為準
- ◆根據自身需求調節不同高度, 調節好後將接頭旋轉至緊即可

#### ◆注意事項:

- 1) 調節高度請一定要確認彈珠有否彈出, 以免發生意外
- 2) 使用時請確認鋁合金接頭旋轉是否到位
- 3) 此拐杖為步行輔助器, 請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害

# Foldable three-legged non-slip printing crutch For the elderly

可折疊三腳防滑老人印花拐杖

**Model: WBJ**

## Features:

- 5 levels can be adjusted, suitable for different heights
  - The rubber handle is soft and comfortable, non-slip foot pads, wear-resistant and safer
  - Thicker aluminum alloy is safer and can bear 200 kg
  - Color printing, not easy to drop colors
  - The crutches are foldable, compact and portable, and easy to store
  - Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 5檔可調節, 適合不同高度使用
  - 橡膠手柄柔軟舒適不傷手
  - 加厚鋁合金安全性更高, 可承重200斤
  - 加寬橡膠防滑腳墊, 更耐磨更安全
  - 彩色印花更有新意, 不易掉落顏色
  - 拐杖可折疊, 小巧便攜, 收納方便
  - 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



## Specifications

Product Model 產品型號	WBJ
Material 材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Gear Position 檔位	5 gear adjustment 5檔調節
Height 高度	84-94cm
Handle Length 手柄長度	14cm
Product Storage Size 產品收納尺寸	35*14*12cm
Product Weight 產品重量	667g
Package Size 包裝尺寸	35*15.5*14cm
Packing Weight 包裝重量	0.82kg

## Instructions

- ◆ 將產品取出打開每節介面全部連接上即可使用
- ◆ 可根據個人需求調節高度, 按下彈珠即可調節高度
- ◆ 收納時直接將每節拉開即可折疊收納

注意事項:

- ◆ 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員
- ◆ 請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害

# Adjustable Multi-function Walking Stick

## 可調節多功能手杖

Model: WCL

### Features:

- Multi-functional walking stick, comfortable grip, handle with light, alarm, radio,
- 1.25MM thick aluminum alloy pipe body, light and durable, strong and compressive
- The pipe body is equipped with elastic locking hoop to effectively lock the pipe body
- Non-slip rubber foot pad, suitable for all kinds of roads, easy to travel
- Ten gears can be adjusted freely according to height
- Anti-loss tag, with name, telephone and address marked when traveling
- 多功能手杖, 握把舒適, 手柄帶燈, 帶警報器, 帶收音機,
- 1.25MM厚鋁合金管身, 輕便耐用且結實抗壓
- 管身配備鬆緊鎖箍, 有效鎖住管身
- 防滑橡膠腳墊, 適用各種路面, 輕鬆遠行
- 十個檔位調節, 可根據身高自由調節
- 防走失吊牌, 出行可標注姓名電話和地址

### Specifications

Product model 產品型號	WCL
Material 材質	aluminum alloy+ABS+rubber 鋁合金+ABS+橡膠
Product Function 產品功能	lighting, alarm, radio, red light warning 照明、跌倒報警、收音機、紅光警示
Charging mode 充電方式	USB
Height range 適應身高範圍	140cm-190cm
Product bearing 產品承重	100kg
Product size 產品尺寸	(63~95.5)*15.3cm
Product weight 產品重量	322.6g
Package size 包裝尺寸	64.4*16.5*4.5cm
Packing weight 包裝重量	481g



### Instructions

- ◆操作說明:FM收音機操作方法:電源鍵長按開啟,長按電源鍵即可關閉
- ◆照明功能操作方法:頂部開關向右推動,遠近燈光2擋可調節拐杖
- ◆跌倒聲光報警操作方法:頂部開關向左推動,則可以手動一鍵開啟跌倒聲光報警
- ◆手動照明紅光警示功能:操作方法可提醒周圍車輛,注意行人,照明加紅光閃爍拐

#### ◆注意事項:

- 1) 產品充電過程中紅燈提示,充滿後燈滅
- 2) 使用後請及時充電,以免影響使用
- 3) 使用時請一定正確使用產品,注意抓握管道
- 4) 請遠離火源及潮濕環境,以免影響使用
- 5) 請不要私自拆裝、改裝產品,以免使用時造成故障
- 6) 充電時請不要濕手充電,以免造成意外

# Stainless steel four legged Walking stick stool

## 不銹鋼四腳手杖凳

Model: WAB

### Features:

- Stable four corner design and high-quality anti-skid foot pad
- High strength stainless steel, one-piece, no accessories, can be used without installation and arrival
- Comfortable grip, long grip without fatigue, soft and comfortable sponge material, strong grip
- Enlarge the round stool surface, enlarge the seat plate and fit the hip design
- Comfortable backrest with intimate design, beautiful, stable and comfortable to use
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 穩固四角設計, 採用優質防滑腳墊, 使用更安全
- 高強度不銹鋼材質, 一體式無配件, 無需安裝到貨即可使用
- 舒適握把久握不累, 採用海綿材質柔軟舒適, 抓握力強
- 加大圓形凳面, 加大坐板, 貼合臀型設計, 坐墊更舒適
- 舒適靠背貼心設計, 靠背的設計不僅整體更加美觀、穩固, 使用舒適
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者

### Specifications

Product Model 產品型號	WAB
Material 材質	metal 金屬
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Specifications 規格	average code 均碼不可調節
Unfolding Height 展開高度	87cm
Expansion Size 展開尺寸	87*25*25cm
Folding Size 折疊尺寸	91*26*8cm
Product Weight 產品重量	985g
Package Size 包裝尺寸	93*28*8cm
Packing Weight 包裝重量	1.48kg



### Instructions

- ◆ 取出產品後將鋁合金接頭旋轉鬆後即可調節檔位
- ◆ 共10檔可調, 每次調節後已彈珠彈出為準
- ◆ 根據自身需求調節不同高度, 調節好後將接頭旋轉至緊即可

#### ◆ 注意事項:

- 1) 調節高度請一定要確認彈珠有否彈出, 以免發生意外
- 2) 使用時請確認鋁合金接頭旋轉是否到位
- 3) 此拐杖為步行輔助器, 請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害

# Adjustable rehabilitation elbow crutch

## Walking aid for children

### 兒童可調康復肘拐助步器

Model: WAA

#### Features:

- The sound of thickened aluminum alloy staff can bear 300 kg without slipping
- Non slip massage handle, ergonomic design, comfortable grip
- Thirteen levels are adjustable, the top 4 levels are adjustable, and the feet 9 levels are adjustable, which is suitable for different height requirements
- Rubber anti-skid foot pad, more wear-resistant and safer
- Forearm U-shaped clamping design, U-shaped PVC elbow rest, convenient force, smooth edge design, making the contact part comfortable
- Applicable people: those with inconvenient legs and feet, and those who have rehabilitated legs and feet
- 加厚加固鋁合金杖身, 承重300斤不打滑
- 防滑按摩手柄, 人體工學設計握感舒適貼心
- 十三檔高低可調, 頂部4檔調節, 腳部9檔調節, 適合不同身高需求
- 橡膠防滑腳墊, 更耐磨更安全
- 前臂U型卡位設計, U型PVC肘靠, 方便用力圓滑邊緣設計, 使接觸部位舒適
- 適用人群: 腿腳不方便者, 腿腳復健者



#### Specifications

Product Model 產品型號	WAA
Material 材質	thickened aluminum alloy加厚鋁合金
Product Function 產品功能	out walking aid 外出助行
Adjustment 調節	13 gear adjustable 13檔可調節
Unfolding Height 展開高度	77-105cm
Folding Size 折疊尺寸	74*15*4cm
Product Weight 產品重量	1160g
Package Size 包裝尺寸	75*20*19cm
Packing Weight 包裝重量	1.68kg

#### Instructions

- ◆ 取出產品後將鋁合金接頭旋轉鬆後即可調節檔位
- ◆ 共13檔可調, 每次調節後已彈珠彈出為準
- ◆ 根據自身需求調節不同高度, 調節好後將接頭旋轉至緊即可
- ◆ 調節高度請一定要確認彈珠有否彈出, 以免發生意外
- ◆ 使用時請確認鋁合金接頭旋轉是否到位
- ◆ 此拐杖為步行輔助器, 請確保使用前諮詢醫師或相關醫護人員。請正確使用該產品, 避免因不當使用造成意外傷害


# Toilet antiskid handrail

## 衛生間防滑扶手欄杆-不銹鋼安全拉手

**Model: WAK**

### Features:

- Anti-slip and anti-drop: large particles bulge and polished rounded corners to prevent accidents, effectively increase resistance
- Built-in thick stainless steel inner tube, double tube reinforcement is more firm and non-slip, anti-rust, corrosion-resistant and safer to use
- Super strong load-bearing 600 kg
- Applicable to: use in toilets, stairs and other places
  
- 防滑防摔:大顆粒凸起打磨圓角防滑,有效增加阻力防止意外,濕手抓握也不怕
- 內置加厚不鏽鋼內管,雙管加固更牢固防滑,不凍手、防生鏽、耐腐蝕、不變形、使用更安全
- 超強承重600斤,易安裝,輕鬆搞定
- 適用於:衛生間、樓梯等場所使用



### Specifications

Product Model 產品型號	WAK
Product Material 產品材質	tube nylon +304 stainless steel 外管尼龍+304不銹鋼內管
Product Function 產品功能	Anti slip and fall prevention 防滑防摔
Installation Method 安裝方式	punch 打孔
Product Size 產品尺寸	38cm
Net Weight 淨重	750g
Packing Size 包裝尺寸	40*9*9cm
Package Weight 包裝重量	0.85kg

### Instructions

- ◆ 量尺寸,根據扶手的高度標記好水準點
- ◆ 根據水準點調整安裝位置,在法蘭固定點做打孔標記
- ◆ 在標記點打孔並插入膨脹(一般情況下用支架8mm轉頭)
- ◆ 對準法蘭盤螺孔擰入螺絲,將扶手固定好
- ◆ 將法蘭蓋扣到法蘭盤上面,即安裝完成行輔助器,請正確使用該產品,避免因不當使用造成意外傷害



# Basin Handrail

## 臺盆扶手

Model: WAS

### Features:

- Polished rounded corners, anti-skid and anti-falling, are not afraid of gripping with wet hands, effectively preventing accident
- Built-in thick stainless steel, double pipes are more firm and non-slip, super load-bearing 600 kg
- Anti-rust, corrosion-resistant, no deformation, safer to use  
Suitable for: toilets, stairs and other places, easy to install, easy to get
- 防滑防摔：大顆粒凸起打磨圓角防滑，有效增加阻力防止意外
- 內置加厚不鏽鋼內管，雙管加固更牢固防滑  
不凍手、防生鏽、耐腐蝕、不變形、使用更安全
- 超強承重600斤，易安裝，輕鬆搞定
- 適用於：衛生間、樓梯等場所使用



### Specifications

Product Model 產品型號	WAS
Product Function 產品功能	Anti slip and fall prevention 防滑防摔
Material 材質	tube nylon +304 stainless steel 外管尼龍+304不銹鋼內管
Installation Method 安裝方式	drilling 打孔
Product Bearing 產品承重	300kg
Product Size 產品尺寸	60*60*5cm
Product Weight 產品重量	2.95kg
Package Size 包裝尺寸	62*62*7cm
Packing Weight 包裝重量	3.20kg

### Instructions

- ◆ 選定安裝扶手的位置，將扶手放在安裝位上，擰開蓋子
- ◆ 選擇安裝的孔位，建議選擇3個對稱孔位，用鉛筆在牆面畫出安裝孔位
- ◆ 用衝擊鑽在做標記的牆體上打孔
- ◆ 將塑膠膨脹塞放入已鑽好的孔內，膨脹塞要沒入牆內
- ◆ 將扶手放在孔位處，扶手底板上的孔和牆面的孔對準，將螺絲穿過底板用螺絲刀固定
- ◆ 確認6顆螺絲是否都固定牢固
- ◆ 確認OK後，將底板面蓋蓋好，固定在卡位處

- ◆ 注意事項：
  1. 安裝前請確認安裝牆面是否牢固
  2. 需加固才可安裝牆體：多孔磚、灰砂磚、薄空心磚、單木板牆等中等低承受力牆體
  3. 實體牆轉孔：若發現牆質疏鬆承載力不強，或者安裝螺絲是輕鬆好擰，請再次確認牆體受力度
  4. 如有問題，請換個位置安裝或加固處理，可往牆體裡灌注水泥等其凝固後再轉孔安裝

# U-shaped Floor Armrest-(Toilet Armrest)

## U型落地扶手-(坐便器扶手)

**Model: WAT**

### Features:

- Polished rounded corners, anti-skid and anti-falling, are not afraid of gripping with wet hands, effectively preventing accident
  - Built-in thick stainless steel, double pipes are more firm and non-slip, super load-bearing 600 kg
  - Anti-rust, corrosion-resistant, no deformation, safer to use
  - Suitable for: toilets, stairs and other places, easy to install, easy to get
- 
- 防滑防摔:大顆粒凸起打磨圓角防滑,有效增加阻力防止意外
  - 內置加厚不鏽鋼內管,雙管加固更牢固防滑
  - 不凍手、防生鏽、耐腐蝕、不變形、使用更安全
  - 超強承重600斤,易安裝,輕鬆搞定
  - 適用於:衛生間、樓梯等場所使用



### Specifications

Product Model 產品型號	WAT
Product Function 產品功能	Anti slip and fall prevention 防滑防摔
Material 材質	tube nylon +304 stainless steel 外管尼龍+304不銹鋼內管
Installation Method 安裝方式	drilling 打孔
Product Bearing 產品承重	300kg
Product Size 產品尺寸	60*70*5cm
Product Weight 產品重量	2.2kg
Package Size 包裝尺寸	62*73*7cm
Packing Weight 包裝重量	2.5kg

### Instructions

- ◆ 選定安裝扶手的位置,將扶手放在安裝位上,擰開蓋子
  - ◆ 選擇安裝的孔位,建議選擇3個對稱孔位,用鉛筆在牆面畫出安裝孔位
  - ◆ 用衝擊鑽在做標記的牆體上打孔
  - ◆ 將塑膠膨脹塞放入已鑽好的孔內,膨脹塞要沒入牆內
  - ◆ 將扶手放在孔位處,扶手底板上的孔和牆面的孔對準,將螺絲穿過底板用螺絲刀固定
  - ◆ 確認6顆螺絲是否都固定牢固
  - ◆ 確認OK後,將底板面蓋蓋好,固定在卡位處
- 
- ◆ 注意事項:
  - 1. 安裝前請確認安裝牆面是否牢固
  - 2. 需加固才可安裝牆體:多孔磚、灰砂磚、薄空心磚、單木板牆等中等低承受力牆體
  - 3. 實體牆轉孔:若發現牆質疏鬆承载力不強,或者安裝螺絲是輕鬆好擰,請再次確認牆體受力度
  - 4. 如有問題,請換個位置安裝或加固處理,可往牆體裡灌注水泥等其凝固後再轉孔安裝

# U-shaped Folding Anti-skid Handrail (Toilet Armrest)


## U型可摺疊防滑扶手-(坐便器扶手)

Model: WBV

### Features:

- Polished rounded corners, anti-skid and anti-falling, are not afraid of gripping with wet hands, effectively preventing accident
- Anti-rust, corrosion-resistant, no deformation, safer to use
- Foldable to free up space
- Built-in thick stainless steel, double pipes are more firm and non-slip, super load-bearing 600 kg
- Suitable for: toilets, stairs and other places, easy to install, easy to get

- 防滑防摔:大顆粒凸起打磨圓角防滑,有效增加阻力防止意外
- 內置加厚不鏽鋼內管,雙管加固更牢固防滑
- 不凍手、防生鏽、耐腐蝕、不變形、使用更安全
- 可摺疊,釋放空間
- 超強承重600斤,易安裝,輕鬆搞定
- 適用於:衛生間、樓梯等場所使用



### Specifications

Product Model 產品型號	WBV
Product Function 產品功能	Anti slip and fall prevention, Foldable 防滑防摔, 可摺疊
Material 材質	tube nylon +304 stainless steel 外管尼龍+304不銹鋼內管
Installation Method 安裝方式	drilling 打孔
Product Bearing 產品承重	300kg
Product Size 產品尺寸	60*20*11.5cm
Product Weight 產品重量	2.95kg
Package Size 包裝尺寸	62*20*10cm
Packing Weight 包裝重量	3.2kg

### Instructions

- ◆ 選定安裝扶手的位置, 將扶手放在安裝位上, 擰開蓋子
- ◆ 選擇安裝的孔位, 建議選擇3個對稱孔位, 用鉛筆在牆面畫出安裝孔位
- ◆ 用衝擊鑽在做標記的牆體上打孔
- ◆ 將塑膠膨脹塞放入已鑽好的孔內, 膨脹塞要沒入牆內
- ◆ 將扶手放在孔位處, 扶手底板上的孔和牆面的孔對準, 將螺絲穿過底板用螺絲刀固定
- ◆ 確認4顆螺絲是否都固定牢固
- ◆ 確認OK後, 將底板面蓋蓋好, 固定在卡位處

#### ◆ 注意事項:

1. 安裝前請確認安裝牆面是否牢固
2. 需加固才可安裝牆體: 多孔磚、灰砂磚、薄空心磚、單木板牆等中等低承受力牆體
3. 實體牆轉孔: 若發現牆質疏鬆承載力不強, 或者安裝螺絲是輕鬆好擰, 請再次確認牆體受力度
4. 如有問題, 請換個位置安裝或加固處理, 可往牆體裡灌注水泥等其凝固後再轉孔安裝

# U-shaped Folding Floor Handrail (Toilet Armrest)

U型可摺疊落地扶手-(坐便器扶手)

Model: WBW

## Features:

- Polished rounded corners, anti-skid and anti-falling, are not afraid of gripping with wet hands, effectively preventing accident
  - Anti-rust, corrosion-resistant, no deformation, safer to use
  - Foldable to free up space
  - Built-in thick stainless steel, double pipes are more firm and non-slip, super load-bearing 600 kg
  - Suitable for: toilets, stairs and other places, easy to install, easy to get
- 防滑防摔:大顆粒凸起打磨圓角防滑,有效增加阻力防止意外
  - 內置加厚不鏽鋼內管,雙管加固更牢固防滑
  - 不凍手、防生鏽、耐腐蝕、不變形、使用更安全
  - 可摺疊,釋放空間
  - 超強承重600斤,易安裝,輕鬆搞定
  - 適用於:衛生間、樓梯等場所使用



## Specifications

Product Model 產品型號	WBW
Product Function 產品功能	Anti slip and fall prevention, Foldable 防滑防摔,可摺疊
Material 材質	tube nylon +304 stainless steel 外管尼龍+304不銹鋼內管
Installation Method 安裝方式	drilling 打孔
Product Bearing 產品承重	300kg
Product Size 產品尺寸	70*20*8cm
Product Weight 產品重量	3.45kg
Package Size 包裝尺寸	62*73*10cm
Packing Weight 包裝重量	3.7kg

## Instructions

- ◆ 選定安裝扶手的位置,將扶手放在安裝位上,擰開蓋子
- ◆ 選擇安裝的孔位,建議選擇3個對稱孔位,用鉛筆在牆面畫出安裝孔位
- ◆ 用衝擊鑽在做標記的牆體上打孔
- ◆ 將塑膠膨脹塞放入已鑽好的孔內,膨脹塞要沒入牆內
- ◆ 將扶手放在孔位處,扶手底板上的孔和牆面的孔對準,將螺絲穿過底板用螺絲刀固定
- ◆ 確認4顆螺絲是否都固定牢固
- ◆ 確認OK後,將底板面蓋蓋好,固定在卡位處

### ◆ 注意事項:

1. 安裝前請確認安裝牆面是否牢固
2. 需加固才可安裝牆體:多孔磚、灰砂磚、薄空心磚、單木板牆等中等低承受力牆體
3. 實體牆轉孔:若發現牆質疏鬆承载力不強,或者安裝螺絲是輕鬆好擰,請再次確認牆體受力度
4. 如有問題,請換個位置安裝或加固處理,可往牆體裡灌注水泥等其凝固後再轉孔安裝

# Stainless Steel Bathtub Anti-skid Handrail

## 不銹鋼浴缸防滑扶手

Model: WCJ

### Features:

- Carbon steel paint handrail, beautiful and generous, strong bearing capacity
- Soft rubber clip layer, double locking bathtub, not easy to damage the bathtub, not easy to slide
- Loading and unloading button, rotary reinforcement, telescopic adjustment, convenient installation and disassembly, simple and easy
- Thickened base, integrated fixed base, more secure installation and more secure use

- 碳鋼烤漆扶手, 美觀大方, 承重力強
- 軟膠夾片層, 雙重鎖緊浴缸, 不易傷浴缸, 不易滑
- 裝卸按鈕, 旋轉加固, 伸縮調節, 方便安裝與拆卸, 簡單輕鬆
- 底座加厚, 一體化固定座, 安裝更牢固, 使用更放心

### Specifications

Product Model 產品型號	WCJ
Product Function 產品功能	anti-slip and anti-fall of bathtub 浴缸防滑防摔
Material 材質	carbon steel 碳素鋼
Color 顏色	white 白色
Product Bearing 產品承重	113kg
Product Size 產品尺寸	49.5*20*1.5cm
Product Weight 產品重量	2700g
Package Size 包裝尺寸	24*18.5*51.5cm
Packing Weight 包裝重量	3.18kg



### Instructions

◆使用時用手調節旋扭調節寬度, 再卡在浴缸的合適位置, 最後將旋扭鎖緊。

◆注意事項:

- 1.使用前確定所有固定組件均完好和牢固。
- 2.不得在不平坦和濕滑地面使用。
- 3.如有髒污, 請使用溫和的清水或肥皂水清洗, 然後用毛巾擦幹, 請勿使用有腐蝕性的清潔劑和易刮傷產品的工具清洗。

---

# Bathroom Assistance

## 衛浴助行



# Foldable Three-legged Crutch Chair

## U型開口衛生間洗浴椅

Model: WAI

### Features:

- Using high-quality aluminum alloy with a wall thickness of 1.25mm, light weight, good toughness, and no rust
  - The seat board and backrest are made of environmentally friendly materials, which are easy to clean, easy to dry, strong, etc.
  - Six levels of height can be adjusted, and it can be easily adjusted by pressing the marbles
  - Suction cup foot pads, ordinary non-slip foot pads can be replaced
  - The product is suitable for: the elderly, pregnant women and other people with mobility impairments
- 採用1.25mm壁厚的優質鋁合金, 輕便、韌度好、不生鏽
  - 坐板和靠背採用環保材質, 易清潔、易幹、結實等
  - 六檔高度可以調節, 按下彈珠即可輕鬆調節
  - 吸盤腳墊、普通防滑腳墊可替換使用
  - 產品適用於: 老人、孕婦等行動不便者

### Specifications

Product Model 產品型號	WAI
Product Material 產品材質	aluminum alloy 鋁合金
Product Function 產品功能	crutch chair 洗浴椅
Size 尺寸	49*43*70cm
Net Weight 淨重	3.2kg
Packing Size 包裝尺寸	79*59*21cm
Package Weight 包裝重量	3.7kg



### Instructions

- ◆ 安裝操作說明:
- ◆ 打開包裝取出所有配件
- ◆ 特別重要:坐板上的三角形一定要在下
- ◆ 另一根腳管對準孔位放下去,墊上墊片,擰上短螺絲
- ◆ 放上兩根靠背管,墊上墊片,擰上長螺絲
- ◆ 放上靠背,墊好墊片,擰上短螺絲
- ◆ 將兩根扶手分別插進兩側腳管預留的孔中,安裝便完成

- ◆ 注意事項:
- 調節高度後請確保彈珠已全數彈出,避免使用過程中發生意外
- 此產品為行動不便者洗浴座椅,請正確使用該產品,避免因不當使用造成意外傷害

# Toilet Chair For Old People With Bedpan

## 帶便盆老人坐便椅

Model: WAJ

### Features:

- Using high-quality aluminum alloy material with a wall thickness of 1.25mm, light weight, good toughness, and no rust
- The seat board and backrest are made of leather and microfiber materials respectively
- Easy to clean, easy to dry, strong and durable
- With plastic toilet, good toughness, anti-aging and hardening, anti-fall, easy to clean
- The height of the product can be adjusted in five levels
- The product is suitable for: the elderly, pregnant women and other people with mobility impairments
- 採用1.25mm壁厚的優質鋁合金材質,輕便、韌度好、不生鏽
- 坐板和靠背分別採用皮革材質和超纖材質做成
- 易清潔、易幹、結實耐用
- 搭配塑膠便桶,韌性好、防老化硬化、抗摔、易清洗
- 產品五檔高度可以調節
- 產品適用於:老人、孕婦等行動不便者



### Specifications

Product Model 產品型號	WAJ
Product Material 產品材質	Aluminum alloy + PE 鋁合金+PE
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Size 尺寸	49*54*92cm
Net Weight 淨重	7kg
Packing Size 包裝尺寸	79*59*21cm
Package Weight 包裝重量	7.7kg

### Instructions

#### ◆安裝操作說明:

1. 裝上靠背
2. 展開主架
3. 安裝鎖扣
4. 放入便桶
5. 卡上座板
6. 蓋上蓋板(完成)

#### ◆ 注意事項:

鄭重警告:彈珠必須突出鎖定才能使用  
此產品為行動不便者坐便器,請正確使用該產品,避免因不當使用造成意外傷害



# Folding Simple Commode Chair

## 折疊簡易坐便椅

Model: WBE

### Features:

- Portable foldable product , storage does not occupy space, more convenient to use
- The foot pads are enlarged to increase friction and more non-slip
- The backrest is made of waterproof Oxford cloth, wear-resistant and durable, removable and washable
- Can be used as a potty chair or a bathing chair, the potty can be detached for cleaning
- The product is suitable for: the elderly, pregnant women and other people with mobility impairments
- 便攜可折疊產品,收納不占地,使用更方便
- 腳墊加大增加摩擦力,更防滑
- 靠背採用防水牛津布製作耐磨耐用,可拆洗
- 可做坐便椅,也可做沐浴椅,便盆可拆卸清洗
- 產品適用於:老人、孕婦等行動不便者



### Specifications

Product Model 產品型號	WBE
Product Material 產品材質	Steel pipe + Oxford cloth 鋼管+牛津布
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Size 尺寸	35*47*78cm
Net Weight 淨重	2kg
Packing Size 包裝尺寸	68.5*36.5*13.5cm
Package Weight 包裝重量	2.7kg

### Instructions

- ◆ 將產品打開,便盆放入底部卡扣處即可
- ◆ 不用時將便盆取出,即可折疊
- ◆ 沐浴時也可打開使用本產品

◆ 注意事項:  
此產品為行動不便者坐便器  
請正確使用該產品,避免因不當使用造成意外傷害

# Folding Toilet Chair For Elderly And Pregnant Women

## 老人孕婦折疊坐便椅

**Model: WBH**

### Features:

- Foldable, easy to carry, small storage area
- Portable bedpan, easy to clean and clean
- Frosted anti-skid handrail helps to get up, which is not easy to slide and more comfortable to grasp
- Leather seat, smooth surface, cleaned, soft and more comfortable inside
- Widened anti-skid foot pad with strong wear resistance
- Thickened and sprayed steel pipe, super load-bearing 600 kg
- The product is suitable for: the elderly, pregnant women and other people with mobility impairments
- 可折疊, 攜帶方便, 收納佔地小
- 手提便盆, 清洗方便, 乾淨方便
- 磨砂防滑扶手, 輔助起身不易滑, 抓握更舒適
- 皮革座椅, 表面光滑易清洗, 內裡柔軟更舒適
- 加寬防滑腳墊, 耐磨著力強
- 加厚噴塗鋼管, 超強承重600斤
- 產品適用於: 老人、孕婦等行動不便者

### Specifications

Product Model 產品型號	WBH
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Material 材質	carbon steel + pu 碳鋼+pu
Product Bearing 產品承重	150kg
Product Size 產品尺寸	94*44*53cm
Fold Size 折疊尺寸	60*80*17cm
Product Weight 產品重量	5.4kg
Package Size 包裝尺寸	84*61*17cm
Packing Weight 包裝重量	8.4kg



### Instructions

◆將產品取出打開即可使用, 使用後輕輕折疊即可收納

◆注意事項:  
使用時請確定放在平地上, 以免傾斜造成摔倒和傷害

# Lightweight And Compact Foldable Toilet Seat

輕便小巧可折疊馬桶坐便器

Model: WBZ

## Features:

- Adopt foldable design, the heavy shaft is stable and pressure resistant
  - Wear-resistant non-slip foot pads, safer to use
  - Lightweight, simple, compact storage does not take up space
  - It can be used for bathing, sitting and other multi-functional use
- 採用可折疊設計重軸撐開後穩固, 耐壓
  - 耐磨防滑腳墊, 使用更安全
  - 輕便、簡易, 收納小巧不佔地方
  - 可用於洗澡、坐便等多功能使用



## Specifications

Product Model 產品型號	WBZ
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Material 材質	engineering plastics + carbon steel 工程塑料+碳鋼
Color 顏色	blue black 藍黑色
Product Size 產品尺寸	40*39*40cm
Product Weight 產品重量	2.3kg
Package Size 包裝尺寸	81*39*12cm
Packing Weight 包裝重量	2.54kg

## Instructions

◆ 將產品取出打開即可使用, 使用後輕輕折疊即可收納

◆ 注意事項:

使用時請確定放在平地上, 以免不平時造成摔倒、傾斜, 造成傷害

# Foldable Toilet Chair

## 可折疊坐便椅

Model: WCA

### Features:

- Removable and portable toilet design, convenient for different people to use and care
- The steel pipe is made of baking paint and needs to be dried or dried after bathing
- Soft and comfortable, large blow-molded seat plate is durable and waterproof, and the black sofa cushion on it needs to be removed before use
- No installation, convenient folding, no floor space, large armrest, comfortable backrest
- 可抽可提便桶設計, 方便不同人士使用及護理
- 鋼管烤漆材質, 洗澡完需要擦幹或者晾乾
- 柔軟舒適, 大吹塑坐板耐用防水, 使用時需要先拿掉上面的黑色沙發墊
- 免安裝, 折疊方便不占地, 大扶手, 舒適靠背

### Specifications

Product Model 產品型號	WCA
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Material 材質	painted steel pipe 烤漆鋼管
Product Bearing 產品承重	125kg
Product Size 產品尺寸	94*44*53cm
Product Weight 產品重量	7.4kg
Package Size 包裝尺寸	80*22*62cm
Packing Weight 包裝重量	8.2kg



### Instructions

◆本產品為一鍵折疊坐便椅, 打開既可以用;  
使用前請兩個手上下用力拉開坐便椅;  
折疊時請兩個手用力往上一收即可折疊。

◆注意事項:

- 1.使用前, 請檢查螺絲是否有鬆動, 螺絲裝置是否損壞, 靠背或扶手或支架是否牢固或破損等。
- 2.為保持環境衛生, 便桶使用過後請及時清理, 沖刷晾乾, 以便下次使用。

# Height Adjustable Non-slip Bath Chair

## 六檔調節防滑洗澡椅

Model: WCB

### Features:

- It is comfortable to sit for a long time, with anti-skid texture, high-density blow molding material, and will not be uncomfortable because it is too hard
- Wide seating surface design, which can also be used by larger people
- Waterproof and anti-slip EVA cushion, waterproof and easy to clean, without mildew
- The bottom adopts integrated structural design, and thickens aluminum alloy to effectively reduce shaking
- The height is adjustable in six gears, which can be used by the elderly and children, making it more comfortable and convenient
- 久坐舒適，帶防滑紋理，高密度吹塑材質，不會因為太硬而不舒服
- 寬大坐面設計，體型較大的人亦可使用
- 防水防滑EVA材質坐墊，防水易清洗，不發黴
- 底部採用一體式結構設計，加厚鋁合金有效減少晃動
- 高度六檔可調，老人小孩都能用，更舒適方便



### Specifications

Product Model 產品型號	WCB
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Material 材質	aluminum alloy+EVA 鋁合金+EVA
Bearing 安全承重	125kg
Product Size 產品尺寸	47*55*82cm
Product Weight 產品重量	3.1kg
Package Size 包裝尺寸	17*39*58cm
Packing Weight 包裝重量	3.6kg

### Instructions

高度調節的方法：將帶孔的腳管對準主架腳管(因有消除十字間隙的彈塞，故比較緊，需用力)再按住彈珠進一步套進帶孔腳管裏到適合的高度，讓彈珠從孔洞裏彈出。

#### ◆ 注意事項：

1. 使用前，請檢查螺絲是否有鬆動，螺絲裝置是否損壞，靠背或扶手或支架是否牢固或破損等。
2. 為了更好的保護本產品，請使用後用溫和的肥皂和溫水清洗，清洗後擦幹，保持幹爽。

# 360° Rotatable Bath Stool

## 360°可旋轉洗澡凳

**Model: WCG**

### Features:

- 360° free rotation design allows users or caregivers to easily change direction
- Aluminum alloy main material, light, rust-free, stable and safe
- Advanced environmental protection pp rubber seat plate, environmental protection, health
- The height can be adjusted by 8 gears, and the marble-type button is convenient, fast, safe and free from slipping and loosening
- 360°自由旋轉的設計, 方便使用者或照護者輕鬆改變方向
- 鋁合金主材, 輕便不生鏽, 穩固又安全
- 高級環保pp膠坐板, 環保, 健康
- 高度8擋可調, 彈珠式按鈕, 方便快捷安全不滑脫, 無鬆動



### Specifications

Product Model 產品型號	WCG
Product Function 產品功能	bathing aids 洗澡輔助
Material 材質	aluminum alloy+PP 鋁合金+PP
Product Bearing 產品承重	136kg
Seat height adjustment 座高調節	34.5-52.5cm
Height adjustable 高度可調	8 gear 8檔
Stool surface diameter 凳面直徑	32.5cm
Product Weight 產品重量	1960g
Package Size 包裝尺寸	45*37*10cm
Packing Weight 包裝重量	2.44kg

### Instructions

◆高度調節的方法: 將帶孔的腳管對準主架腳管(因有消除十字間隙的彈塞, 故比較緊, 需用力)再按住彈珠進一步套進帶孔腳管裏到適合的高度, 讓彈珠從孔洞裏彈出。

◆注意事項:

1. 使用前, 請檢查螺絲是否有鬆動, 螺絲裝置是否損壞, 靠背或扶手或支架是否牢固或破損等。
  2. 為了更好的保護本產品, 請使用後用溫和的肥皂和溫水清洗, 清洗後擦幹, 保持幹爽。
- 特別注意: 四只腳管必須使用同一高度的調節孔!!

# Foldable Bath Chair With Back

## 可折疊帶背靠洗澡椅

Model: WCH

### Features:

- Large-area environment-friendly PE waterproof soft adhesive, fast cleaning and dry
- The barrier-free concealed handrail is more stable from the inside to the outside
- Folded storage, more space saving
- Multi-level adjustment, high and low optional, suitable for different users

- 大面積環保PE防水軟膠, 快速清潔, 幹爽
- 無障礙式隱藏扶手, 從內到外整體更結合穩
- 折疊收納, 更省空間
- 多級調節, 高低任意選擇, 適合不同用戶



### Specifications

Product Model 產品型號	WCH
Product Function 產品功能	bathing aids 洗浴輔助
Material 材質	aluminium alloy 鋁合金
Color 顏色	white+blue 白色+藍色
Bearing 安全承重	136kg
Height adjustment 高度調節	3rd gear adjustment 3檔調節
Product Size 產品尺寸	42*45*73cm
Product Weight 產品重量	2740g
Package Size 包裝尺寸	43.5*20*50cm
Packing Weight 包裝重量	3.54kg

### Instructions

◆ 使用前, 請調節腳管到合適使用者身高的高度, 以獲得最舒適的使用效果; 按住調節彈扣, 拉動腳管到合適高度的調節孔, 然後使調節彈扣完全彈出即可。

◆ 注意事項:

1. 使用前, 請檢查螺絲是否有鬆動, 螺絲裝置是否損壞, 靠背或扶手或支架是否牢固或破損等。

2. 為了更好的保護本產品, 請使用後用溫和的肥皂和溫水清洗, 清洗後擦幹, 保持幹爽。

特別注意: 四只腳管必須使用同一高度的調節孔!!

# Toilet Height Pad For Pregnant Women And Elderly

## 孕婦老人馬桶增高墊

**Model: WCI**

### Features:

- Anode aluminum alloy handrail, beautiful and generous, strong, light and rust-free
- PU foam anti-slip sleeve, waterproof, soft, safe and comfortable
- Humanized urinal design, the urinal fits seamlessly, and the width of urinal is 9cm
- EVA anti-slip rubber pad to prevent sliding and left and right shaking
- 陽極鋁合金扶手,美觀大方,堅固輕盈不生鏽
- PU泡棉防滑套,防水柔軟,安全舒適
- 人性化便口設計,便口貼合無縫隙,尿口9cm寬度
- EVA防滑膠墊,防止滑動及左右搖動



### Specifications

Product Model 產品型號	WCI
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Material 材質	HDPE anode aluminum alloy HDPE陽極鋁合金
Product Bearing 產品承重	136kg
Product Size 產品尺寸	40*40*44cm
Product Weight 產品重量	2360g
Package Size 包裝尺寸	41.5*22*44cm
Packing Weight 包裝重量	2.96kg

### Instructions

◆根據使用者的自身要求調節彈珠來調節扶手的寬度後,最後將產品裝在馬桶上。

◆注意事項:

- 1.如有髒汙,請使用溫和的清水或肥皂水清洗,然後用毛巾擦幹,請勿使用有腐蝕性的清潔劑和易刮傷產品的工具清洗。
- 2.產品為鋁制結構,表面陽極氧化處理,座墊為高強度塑膠吹塑製作,牢固結實,易清洗
- 3.本產品使用一段時間後要定期檢查螺絲緊固件是否鬆動,要及時鎖緊
- 4.使用者可根據自身來調節扶手寬度,彈珠調節方式,使用方便




## Foldable Toilet Armrest

### 可折疊馬桶扶手

Model: WCK

#### Features:

- The rotating movable clip can adapt to the closetool with different radians, and can fit for a long time without loosening
- The height of gear 4 can be adjusted according to the height of the human body, up to 75CM
- Dirt-resistant, easy to clean, anti-skid grain pattern, enhanced friction, wear-resistant, durable, comfortable feel
- With a storage bag, it can store mobile phones, wallets, etc. It is convenient and simple to take when you use it
- 旋轉活動夾片可適應不同弧度馬桶，長久貼合不鬆動
- 4檔高度可調節，可根據人體的高矮來調節，最高可達75CM
- 耐髒易清潔，花紋防滑顆粒，增強摩擦，耐磨耐用，手感舒適
- 帶置物收納袋，可收納手機、錢包等等，隨用隨取方便簡單



#### Specifications

Product Model 產品型號	WCK
Product Function 產品功能	toilet assistance 如廁輔助
Material 材質	carbon steel pipe 高強度碳素鋼管
Color 顏色	white 白色
Bearing 安全承重	136kg
Product Size 產品尺寸	49*60*67.5-75cm
Product Weight 產品重量	6300g
Package Size 包裝尺寸	61*11*66.5cm
Packing Weight 包裝重量	7.38kg

#### Instructions

◆ 將馬桶扶手放置於馬桶周邊，將夾具組件夾到馬桶上，鎖牢固完成安裝。

◆ 注意事項：

- 1.使用前確定所有固定組件均完好和牢固。
- 2.不得在不平坦和濕滑地面使用。
- 3.如有髒汙，請使用溫和的清水或肥皂水清洗，然後用毛巾擦幹，請勿使用有腐蝕性的清潔劑和易刮傷產品的工具清洗。



Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.  
節亮康護產品有限公司

Hong Kong Office Address

Room B3, 18/F Bonsun Industrial Building, 364-366 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Office Hour : Mon - Fri : 9:30 - 5:30pm

Email : [info@ziglite.com](mailto:info@ziglite.com)

Office : +852 3107 7500

Fax: +852 3544 0462

Whatsapp : +852 6827 2010



[www.ziglite.com](http://www.ziglite.com)

